


**TUTTI I
COLORI
DEL
BENESSERE**



**CATALOGO
2024**



INDICE

TLM - TUTTI I COLORI DEL BENESSERE • 6

CORSETTI SPINALI • 20

Spinfast.....	22
Back Up.....	28
Itaylor	30
Spinocross	34

CORSETTI RIGIDI • 38

Iperestensori.....	40
--------------------	----

CORSETTI SEMIRIGIDI • 42

Ipertex	44
Max/Maximo.....	48
Riccarda/Vittorio.....	50
Spring Plus.....	52
Summer.....	56
647	62

CORSETTI DINAMICI • 64

Crossover	66
Penta	72
Roll.....	74
Runner+/Winner+	76
Up.....	78
Rinforzo Regolabile	84
Rinforzo Fisso	90

RADDRIZZASPALLE • 94

Oplà/Dorsoplus.....	96
---------------------	----

ORTESI ADDOMINALI • 100

ORTESI PER ARTI • 112

FUTURO • 116

CRIOtermica • 122

THERABAND • 126

ACCESSORI • 132

Realizzazione: **Ellisse s.a.s. di Sergio Abate & C.**

Direzione editoriale: Sergio Abate

Progetto grafico e impaginazione: studio allegropanico

Coordinamento redazionale: Debora Paolantonio

Immagini e illustrazioni: archivio TLM e archivio Adobe Stock

Stampato nell'anno 2024

presso AGF Printing Solutions - San Giuliano Milanese (MI)

INDICE ALFANUMERICO DEI PRODOTTI

500/24	92
500/27	92
500/DRY	91
500/F	93
500/W	93
555/24	87
555/27	88
555/A/32	88
555/S/27	89
555/S/32	89
647	63
647/B/43	63
Alberta/18	103
Back Up/48	29
Back Up/S/48	29
Back Up/Spi/48	29
Berta/16	103
Biagia	115
Bianca/13	102
Bianca/24	102
Bianca/30	102
Boston	106
Clelia	104
CRIOGEL	124
Crossbaby	71
Crossover/19	67
Crossover/26	67
Crossover/30	68
Crossover/34	68
Crossover/48	69
CrossoverPlus/19	70
CrossoverPlus/26	70
CVG/4787	121
CVG/7658	121
Denver	107
Dorsoplus	98
EPC 100	114
Fede	111
First	85
Five/24	85
Five/28	85
Four/24	91
GMT/45975	119
GMT/4786	119
GMT/7657	119
GNC 1110	115
GNC OPEN	115
GNC PLUS	115
GNC/09189	120
GNC/4569	120
GNC/4616	120
GNC/4819	121
GNC/7658	120
Ilaria	110
Ilsa	86
Ipertex/44	45
Ipertex/52	46
Ipertex/58	46
Ipertex/S/52	47
Iris	110
Itaylor/48 b.40	32
Itaylor/S/34 b.56	32
Itaylor/S/48 b.48	33
Itaylor/S/48 b.56	33
Jolly	105
Jolly/10	105
Max/30	49
Max/35	49
Maximo/30	49
Maximo/35	49
NEOARNICA40	124
Oplà	98
Oplà 04/Jeans	97
Oplà 04/Sky	97
Otto	99
Pannelli per Ugo	109
Penta/24	73
Penta/28	73
PLS PLUS	114
PLS RIZ	114
PLS/09033	119
PLS/10770	118
PLS/4584 BEIGE	118
PLS/4584 NERO	118
PLS/46378	118
PLS/48462	121
Riccarda/35	51
Roll/20	75
Roll/26	75
Runner+	77
Sansone	107
Smart	87
Spinfast	24
Spinfast/Grip	26
Spinfast/Plus	27
Spinfast/Plus/S	27
Spinfast/S	25
Spinocross/19	35
Spinocross/S/34	36
Spinocross/S/48	37
Sport & Work	104
Spring/50	55
Spring Plus/28	53
Spring Plus/34	53
Spring Plus/50	54
Spring Plus/BM/50	54
Summer/26	57
Summer/30	57
Summer/34	58
Summer/40	58
Summer/44	60
Summer/50	61
Summer/Jeans/26	60
Summer/Jeans/30	60
Summer/Jeans/34	60
Summer/S/34	59
T45BS	41
TERMOGEL	124
Tex	111
THERABAND	126
TLM 35	41
TN-211	115
TN-230	114
TN-241	115
Ugo	108
Up/20	79
Up/28	79
Up/34	80
Up/40	80
Up/48	82
Up/647	82
Up/C/28	81
Up/Stom/28	81
Up/X/52	83
Vittorio/32	51
Winner+	77
Zainet	99

INDICE GENERALE DEI PRODOTTI

CORSETTI SPINALI	20
Spinfast	22
Spinfast	24
Spinfast/S	25
Spinfast/Grip	26
Spinfast/Plus	27
Spinfast/Plus/S	27
Back Up	28
Back Up/48	29
Back Up/S/48	29
Back Up/Spi/48	29
Itaylor	30
Itaylor/S/34 b.56	32
Itaylor/48 b.40	32
Itaylor/S/48 b.48	33
Itaylor/S/48 b.56	33
Spinocross	34
Spinocross/19	35
Spinocross/S/34	36
Spinocross/S/48	37
CORSETTI RIGIDI	38
Iperestensori	40
TLM 35	41
T45BS	41
CORSETTI SEMIRIGIDI	42
Ipertex	44
Ipertex/44	45
Ipertex/52	46
Ipertex/58	46
Ipertex/S/52	47
Max/Maximo	48
Max/30	49
Max/35	49
Maximo/35	49
Maximo/30	49
Riccarda/Vittorio	50
Riccarda/35	51
Vittorio/32	51
Spring Plus	52
Spring Plus/28	53
Spring Plus/34	53
Spring Plus/50	54
Spring Plus/BM/50	54
Spring/50	55
Summer	56
Summer/26	57
Summer/30	57
Summer/34	58
Summer/40	58
Summer/S/34	59
Summer/Jeans/30	60
Summer/Jeans/26	60
Summer/Jeans/34	60
Summer/44	60
Summer/50	61
Summer/Jeans/30	60
Summer/Jeans/34	60
Summer/S/34	59
647	62
647	63
647/B/43	63
CORSETTI DINAMICI	64
Crossover	66
Crossover/19	67
Crossover/26	67
Crossover/30	68
Crossover/34	68
Crossover/48	69
CrossoverPlus/19	70
CrossoverPlus/26	70
Crossbaby	71
Penta	72
Penta/24	73
Penta/28	73
Roll	74
Roll/20	75
Roll/26	75
Runner+/Winner+	76
Runner+	77
Winner+	77
Up	78
Up/20	79
Up/28	79
Up/34	80
Up/40	80
Up/C/28	81
Up/Stom/28	81
UP/647	82
Up/48	82
Up/X/52	83
Rinforzo Regolabile	84
Five/24	85
Five/28	85
First	85
Ilsa	86
Smart	87
555/24	87
555/27	88
555/A/32	88
555/S/27	89
555/S/32	89
Rinforzo Fisso	90
Four/24	91
500/DRY	91
500/24	92
500/27	92
500/F	93
500/W	93
RADDRIZZASPALLE	94
Oplà/Dorsoplus	96
Oplà 04/Sky	97
Oplà 04/Jeans	97
Oplà	98
Dorsoplus	98
Zainet	99
Otto	99
ORTESI ADDOMINALI	100
Bianca/13	102
Bianca/24	102
Bianca/30	102
Alberta/18	103
Berta/16	103
Clelia	104
Sport & Work	104
Jolly	105
Jolly/10	105
Boston	106
Denver	107
Sansone	107
Ugo	108
Pannelli per Ugo	109
Iris	110
Ilaria	110
Tex	111
Fede	111
ORTESI PER ARTI	112
PLS RIZ	114
PLS PLUS	114
EPC 100	114
TN-230	114
GNC 1110	115
GNC OPEN	115
GNC PLUS	115
TN-211	115
BIAGIA	115
TN-241	115
FUTURO	116
PLS/4584 NERO	118
PLS/10770	118
PLS/4584 BEIGE	118
PLS/46378	118
PLS/09033	119
GMT/7657	119
GMT/4786	119
GMT/45975	119
GNC/7658	120
GNC/4616	120
GNC/4569	120
GNC/09189	120
GNC/4819	121
CVG/7658	121
CVG/4787	121
PLS/48462	121
CRIOTERMICA	122
CRIOGEL	124
TERMOGEL	124
NEOARNICA40	124
THERABAND	126
ACCESSORI	132
Pelotta TLM	134
Pressor	134
Pocket	134
Filo e spilli	134
Bretelle per spillacci	135
SIM	135
Tirante velcro	135
Baveno	136
Giove	136
Giunone	136
Stresa	136
Manon	136
Camogli	136
Gardenia	136
Modena	136
Vienna	137
Parigi	137
Madrid	137
B04 Damina	137
B24 Millerighe	137
B18 Rigato	137
B36 Rigato per supporto	137
B21 Microgrip	137
B42	137
B10	138
F18	138
F19	138
F17	138
F38	138
F25	138
F15	138
F11	138
H06	139
H07	139
H27	139
H35	139
H36	139
135	139
H10	139
H14	139
507	140
608	140
1110	140
910	140
704	140
1304	140
1505	140
1508	140
1510	140
2005	140
2008	140
2010	140
M17	141
88/28	141
88/33	141
M03/30	141
M03/35	141
PM99	141
PM13	141
M13	141
PM30	141
M30	141
PM01	141
M01	141



TUTTI I COLORI DEL BENESSERE



COMPETENZA E RICERCA AL SERVIZIO DELLE PERSONE

Un'azienda storica, proiettata nel futuro, con un solo obiettivo: offrire sollievo e benessere!


ECCELLENZA NEL MONDO

TLM è la corsetteria ortopedica italiana per eccellenza, ma non solo. Da 80 anni l'azienda lombarda progetta e produce corsetti e dispositivi ortopedici all'avanguardia. Distribuiti e apprezzati in tutto il mondo, sono riconosciuti e certificati, nonché premiati come soluzione terapeutica eccellente ed efficace.

ARTIGIANALITÀ HI-TECH

Dalla progettazione e selezione dei materiali alla cucitura rigorosamente a mano di ogni singolo pezzo, dalla produzione alla commercializzazione e distribuzione: l'intera filiera TLM è squisitamente italiana e si avvale tanto delle competenze storiche di maestranze artigiane quanto della migliore innovazione e tecnologia dell'imprenditorialità 4.0.

TLM è il connubio perfetto tra l'artigianato sartoriale, la ricerca medica e l'innovazione tecnica dei materiali, al servizio del benessere della persona.



“*Trasformare un momento di sofferenza in un sorriso è la migliore gratificazione che si possa ottenere dal nostro lavoro.*”

Claudio Testi

INNOVAZIONE CONTINUA

In costante dialogo con il mondo della ricerca medica, dell'innovazione tecnologica e della sperimentazione sul campo, TLM è leader nella realizzazione di prodotti sicuri, confortevoli, durevoli e facili da indossare, anche per persone debilitate o con deficit motori.



TLM IN CIFRE

Oltre 65.000 prodotti ogni anno
100% italiani

80 anni di storia

32 dipendenti interni

39 collaboratori esterni


Oltre 1.200 punti vendita in Italia

11 categorie di prodotti

21 reclami pari allo 0.03% dei pezzi prodotti

(rif. anno 2023)





PREMI E CERTIFICAZIONI

Scegliere di indossare un capo TLM significa scegliere di prendersi cura di sé a tutto tondo.

Ogni supporto ortopedico prodotto dall'azienda è infatti sinonimo di comfort, protezione e cura. In una parola: benessere.

E un benessere certificato e premiato.



TLM ha vinto nel 2018 la menzione d'onore al Compasso d'Oro con il corsetto Spinfast.

“ *In TLM teniamo in grande considerazione anche il design e lo stile dei nostri prodotti: funzionali e contemporanei al tempo stesso.*

Claudio Testi

COLLABORAZIONI PRESTIGIOSE

Oltre alla produzione originale della corsetteria e delle ortesi artigianali made in Italy, TLM distribuisce questi prestigiosi marchi internazionali nel settore del benessere



TLM è una società italiana che produce interamente in Italia



TLM è certificata ISO9001 e ISO13485 dal 1997 (tra le prime del settore a ottenere la certificazione)



TLM utilizza materie prime di prima scelta conformi allo standard Oeko-Tex: non contengono sostanze tossiche né per l'uomo né per l'ambiente. Non irrita la pelle. Ideali per pelli sensibili.



FUTURO, ortesi per gli arti e il tronco dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Marchio di 3M, multinazionale statunitense che opera, fra gli altri, anche nel settore salute.



La linea Criotermica TLM, con i suoi prodotti naturali, genera un effetto di benessere immediato e duraturo.



TLM ha vinto nel 2016 il premio Orthopedic Awards nella categoria "Industria".



TLM produce dispositivi medici CE in maniera artigianale; cuciti a mano da bustaie ortopediche.



Scarica le nostre certificazioni



THERABAND, prodotti dalla qualità eccezionale per la riabilitazione professionale e domestica. È il marchio più prestigioso del settore.

MATERIE PRIME ESCLUSIVE PER PRODOTTI INCLUSIVI


A noi piacciono le sfide complesse. Come mettere insieme, davvero, artigianalità e innovazione, sartorialità e competitività, materiali e tecnologie esclusive per la realizzazione di prodotti alla portata di tutti.

TLMTEX® CON TECNOLOGIA MICROSENSE

Frutto della ricerca TLM, questo tessuto tecnologico innovativo sfrutta la combinazione di micro e multi filamenti per offrire elasticità, resistenza, versatilità climatica, traspirabilità e morbidezza. Il risultato è un tessuto dalle prestazioni ottimali, prodotto nel rispetto della sostenibilità e della salute dei lavoratori.

TESSUTI

Bendaggio MICROGRIP
Bendaggio cotone traforato
Tessuti elastici
Tessuto Gardenia
Tessuto Jeans
Tessuto broccato e fodera



VELCRO E STECCATURA

La cura del dettaglio fa parte del nostro stile progettuale e di realizzazione. Il velcro è tessuto a telaio per renderlo indemagliabile. La maggior parte dei nostri corsetti prevede l'estrazione delle stecche paravertebrali, per consentirne la sostituzione, previa consulenza e assistenza tecnica ortopedica, con altre stecche di spessore diverso per assecondare le esigenze di medico e paziente.



LAVAGGIO E MANUTENZIONE

Rimuovere le stecche estraibili e lavare a mano in acqua fredda a 30° con sapone neutro.
Non strizzare né centrifugare.
Asciugare all'ombra e non stirare.
Conservare il prodotto lontano da fonti di calore e dai raggi del sole. Il corretto utilizzo, la scelta della misura adatta, l'osservanza delle istruzioni di manutenzione e di conservazione garantiranno lunga vita al vostro corsetto TLM.



LA SCIENZA AL SERVIZIO DEL BENESSERE

Tra il 2020 e il 2023 TLM si è resa protagonista di un'indagine scientifica volta a sondare, prima, e a promuovere, poi, le conoscenze relative alle ortesi spinali per fratture vertebrali da fragilità.

La ricerca, denominata S.O.F.T. (Survey Ortesi Fratture Tronco), ha visto finora due fasi distinte:

1. Un'indagine conoscitiva somministrata a oltre 100 fisiatri sul territorio nazionale, per verificare le modalità di prescrizione di ortesi spinali.

2. Un'indagine sperimentale somministrata a pazienti con fratture vertebrali da fragilità, a cui è stato prescritto un corsetto TLM Spinfast al fine di testarne l'efficacia tramite questionari validati.



PubMed




PubMed




“

Ottimi risultati che ci permettono di dire, senza presunzione, di saper offrire l'eccellenza del mercato.

Claudio Testi



A. RX vista laterale senza corsetto in paziente con curvatura scoliotica dorso-lombare e ipercifosi dorsale



B. RX vista laterale con corsetto nella stessa paziente



C. RX vista frontale con corsetto nella stessa paziente




Dagli studi pubblicati emerge sia l'esigenza di una divulgazione scientifica più capillare e approfondita, sia l'efficacia dei dispositivi TLM nel rispondere al bisogno di una migliore qualità di vita dei pazienti.



PERCHÉ E COME FUNZIONA L'ORTESI VERTEBRALE

La funzionalità dell'ortesi si basa su una specifica azione biomeccanica:


Cingendo il basso addome e il tronco si determina un aumento della pressione intra-addominale con conseguente aumento della pressione idrostatica (A nella figura sotto). Poiché la cavità peritoneale contiene liquidi non comprimibili, le forze componenti indotte (B e C), non potendo espandersi in basso verso il bacino, si riflettono verso l'alto provocando una diminuzione del carico sul rachide, che determina la riduzione della sintomatologia algica (D).



DOPPIA FASCIA SPECIALE

I corsetti con la doppia fascia anteriore sono particolarmente adatti per:

- il paziente con addome prominente che, a seconda della maggiore o minore sovrapposizione di una fascia sull'altra, può ottenere l'altezza anteriore più adatta alla sua conformazione anatomica;
- il paziente debilitato che, grazie alle due fasce anteriori indipendenti, riesce a indossare il corsetto con risparmio di energia agendo su una fascia alla volta;
- il paziente con altre patologie oltre a quella vertebrale, che può tendere le due fasce anteriori in modo tra loro differenziato evitando compressioni controindicate sull'alto addome.



SPALLACCI ANTERO-POSTERIORI

L'iperestensione controllata della colonna, determinata dagli spallacci imbottiti con trazione antero-posteriore, si traduce in un miglioramento di:

- angolo di cifosi dorsale;
- dolore (riduzione scala VAS da 7,53 a 3,53 dopo 12 settimane di utilizzo, come da studi scientifici);
- libertà di movimento;
- indipendenza nelle attività della vita quotidiana;
- forza.



- A. Bretelle imbottite per maggior confort
- B. Trazione ANTERO-POSTERIORE degli spallacci
- C. Sottoascella libero da costrizioni




CORSETTI SPINALI

**PER LA PREVENZIONE
E LA CURA DELLE FRATTURE
VERTEBRALI DA FRAGILITÀ
O TRAUMATICHE**


*Realizzati con tessuti elastici
altamente performanti
e progettati per l'inserimento
di una placca spinale.*

I filati più resistenti garantiscono stabilità e sostegno al tratto vertebrale interessato, mentre i filati più elastici donano morbidezza, comfort e ottima vestibilità. L'utilizzo dei corsetti spinali, sfruttando il principio di biomeccanica e il sostegno derivante dalle placche spinali, consente di trattare al meglio le fratture vertebrali, secondo i protocolli presenti in letteratura.



SPINFAST®

La linea SPINFAST® è caratterizzata dalla presenza della placca spinale e della bretella antero-posteriore, entrambe ideate da TLM e protette da copyright.



È progettata con il tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort. I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche paravertebrali permettono la stabilizzazione dell'articolazione sacro-iliaca. Le stecche paravertebrali sono estraibili ed utilizzabili al bisogno.

SPINFAST® è progettata con una tasca imbottita per contenere la placca spinale senza arrecare fastidio al paziente.

L'unione di questi elementi rende l'ortesi utilizzabile in molteplici configurazioni atte a garantire differenti risposte terapeutiche.

La linea SPINFAST® garantisce la cura delle fratture vertebrali traumatiche e delle fratture da fragilità che interessano l'intero tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

La bretella imbottita antero-posteriore contrasta l'ipercifosi, migliorando la postura e la qualità di vita del paziente (mantenimento del baricentro corporeo all'interno del poligono di appoggio, orizzontalità dello sguardo, maggior capacità respiratoria, minor dolore).

1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura anteriore in VELCRO oppure in MICROGRIP
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 2 stecche posteriori (mm 15 x 0.80)
5. Placca spinale in lega leggera di alluminio
6. Bretelle antero-posteriori imbottite



Legenda icone



Placche Spinali

Le placche spinali sono realizzate in lega leggera di alluminio e progettate con un disegno esclusivo, a protezione delle apofisi spinose. Devono essere modellate manualmente dal tecnico ortopedico in base alla morfologia del rachide del paziente e inserite nelle ortesi vertebrali in un'apposita tasca imbottita, morbida e confortevole. Sono di altezze differenti a seconda del tratto vertebrale da proteggere.

- Le placche spinali TLM SPIN che si sviluppano solamente in verticale garantiscono controllo e/o limitazione della flessione-estensione del rachide e protezione delle vertebre fratturate.
- Le placche spinali TLM TECLA si sviluppano anche in orizzontale con una losanga a livello sacro-iliaco. Garantiscono controllo e stabilizzazione sia della flessione-estensione del rachide sia del bending laterale.

CONFIGURAZIONI


- **Strong** (rigido): utilizzo concomitante della placca spinale e delle stecche paravertebrali.
- **Normal** (semirigido): utilizzo della singola placca spinale.
- **Light** (dinamico): utilizzo delle sole stecche paravertebrali.

TRE ortesi in un solo acquisto.

Tutte le caratteristiche descritte rendono la linea SPINFAST® estremamente versatile, fornendo al paziente, in un'unica ortesi, molteplici prestazioni. SPINFAST® può quindi essere utilizzata sia in presenza di sintomi acuti sia in situazioni di gravi cronicità, nel post-acuto e durante la fase riabilitativa per il pieno recupero e il rientro alla normale attività di tutti i giorni.




Placca spinale TLM SPIN



Placca spinale TLM TECLA

SPINFAST®

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Spin



MD CE

Tratto colonna: D4-L5

● Nero



Disponibile nelle versioni

Altezza post.	42	48	53
Altezza ant.	14	17	17
Altezza placca spinale	36	44	49

Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125

Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Ipercifosi
Artrosi
Morbo di Scheuermann



video
indossamento

SPINFAST®/S

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Spin



MD CE

Tratto colonna: D4-L5

● Nero



Disponibile nelle versioni

Altezza post.	42	48	53
Altezza ant.	16/24	16/26	16/26
Altezza placca spinale	36	44	49

Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125


Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Ipercifosi
Artrosi
Morbo di Scheuermann



video
indossamento

SPINFAST®/GRIP

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Spin



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L5

● Grigio



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125


Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Ipercifosi
Artrosi
Morbo di Scheuermann



video
indossamento

SPINFAST®/PLUS

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Tecla



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L5

● Grigio



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Ipercifosi
Artrosi
Sindrome di Pisa
Stabilizzazione sacro-iliaca



video
indossamento

SPINFAST®/PLUS/S

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Tecla



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 16/26 cm
Tratto colonna: D4-L5

● Grigio



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135


Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Ipercifosi
Artrosi
Sindrome di Pisa
Stabilizzazione sacro-iliaca

BACK UP

La linea **BACK UP** è caratterizzata dalla presenza della placca spinale e dalla possibilità di regolazione in altezza del fulcro delle bretelle.

È progettata con il tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort. I tiranti in bendaggio elastico **MICROGRIP** che originano dalle stecche paravertebrali permettono una forte azione di supporto. Le bretelle morbide, con possibilità di regolazione in altezza del fulcro tramite velcro, permettono di ottenere una gestione personalizzata dell'assetto posturale del tratto dorsale e delle spalle. L'ortesi può essere utilizzata con e senza placca, a seconda della necessità, al fine di ottenere differenti risposte terapeutiche. Per le placche spinali e le configurazioni vedi pag. 23. La linea **BACK UP** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

Legenda icone



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura anteriore in MICROGRIP
3. Tiranti in bendaggio elastico MICROGRIP
4. 2 stecche posteriori (mm 15 x 0,80)
5. Placca spinale in lega leggera di alluminio
6. Bretelle morbide

BACK UP/48

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci e placca spinale TLM Tecla



Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm ● Grigio
 Tratto colonna: D4-L5
 Disponibile in versione doppia fascia nel modello BACK UP/S/48



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Osteoporosi
 Fratture vertebrali
 Cedimenti vertebrali
 Artrosi
 Sindrome di Pisa
 Traumi severi
 Stabilizzazione sacro-iliaca



video indossamento

BACK UP/SPI/48

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci e placca spinale TLM Spin



Altezza: post. 48 cm / ant. 18 cm ● Grigio
 Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Osteoporosi
 Fratture vertebrali
 Cedimenti vertebrali
 Artrosi
 Dorso-lombalgia
 Traumi severi



video indossamento



3 ITAYLOR

La linea ITAYLOR è caratterizzata dalla presenza della placca spinale TLM TAYLOR con una losanga di larghezza variabile e dalla possibilità di regolazione in altezza del fulcro delle bretelle.

È progettata con il tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

I tiranti in bendaggio elastico MICROGRIP che originano dalle stecche paravertebrali permettono una forte azione di supporto.


Le bretelle morbide, con possibilità di regolazione in altezza del fulcro tramite velcro, permettono di ottenere una gestione personalizzata dell'assetto posturale del tratto dorsale e delle spalle.

La linea ITAYLOR garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.


Legenda icone



Unisex



Tessuto TLMTEX® MICROSENSE



Doppia fascia speciale



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura anteriore in MICROGRIP
3. Tiranti in bendaggio elastico MICROGRIP
4. 2 stecche posteriori (mm 15 x 0,80)
5. Placca spinale TLM TAYLOR in lega leggera di alluminio
6. Bretelle morbide



Placche Spinali

Le placche spinali TLM TAYLOR sono realizzate in lega leggera di alluminio e sono state progettate con un disegno esclusivo, affinché vengano protette le apofisi spinose.


Devono essere modellate manualmente dal tecnico ortopedico in base alla morfologia del rachide del paziente e successivamente inserite all'interno delle ortesi vertebrali tramite un'apposita tasca imbottita che garantisce morbidezza e comfort.

Le placche spinali TLM TAYLOR sono di altezze differenti a seconda del tratto vertebrale da proteggere e con una losanga di larghezza variabile. Le placche spinali TLM TAYLOR, tramite una losanga posta a livello sacro-iliaco, garantiscono controllo e/o stabilizzazione sia della flessione-estensione del rachide che del bending laterale. Per un maggior controllo dell'articolazione sacro-iliaca sono disponibili tre differenti sviluppi della losanga fino alle creste iliache anteriori.

- Base 40 cm
- Base 48 cm
- Base 56 cm

CONFIGURAZIONI


- **Strong** (rigido): utilizzo concomitante della placca spinale e delle stecche paravertebrali
- **Normal** (semirigido): utilizzo della singola placca spinale.



Placca spinale TLM TAYLOR

ITAYLOR/S/34 B.56

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con placca spinale TLM Taylor base cm 56



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 18/30 cm ● Grigio
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Fratture vertebrali multiple
Fratture di bacino
Artrosi
Traumi severi
Decorso post-operatorio
Stabilizzazione sacro-iliaca

ITAYLOR/48 B.40

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci e placca spinale TLM Taylor base cm 40



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5




Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Fratture vertebrali multiple
Fratture di bacino
Artrosi
Traumi severi
Decorso post-operatorio
Stabilizzazione sacro-iliaca

ITAYLOR/S/48 B.48

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci e placca spinale TLM Taylor base cm 48



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 20/27 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	68	78	88	98	108	118	128
a cm	80	94	104	114	125	135	145


Fratture vertebrali multiple
Fratture di bacino
Artrosi
Traumi severi
Decorso post-operatorio
Stabilizzazione sacro-iliaca



video
indossamento

ITAYLOR/S/48 B.56

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci e placca spinale TLM Taylor base cm 56



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 20/27 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	68	78	88	98	108	118	128
a cm	80	94	104	114	125	135	145

Fratture vertebrali multiple
Fratture di bacino
Artrosi
Traumi severi
Decorso post-operatorio
Stabilizzazione sacro-iliaca



video
indossamento

SPINOCROSS

La linea SPINOCROSS è caratterizzata dalla presenza della placca spinale.

È progettata con il tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano un'azione di supporto regolabile e personalizzabile.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. Le placche spinali sono di altezze differenti a seconda del tratto vertebrale da proteggere.


Per le configurazioni delle placche spinali vedi pag. 23.

La linea SPINOCROSS garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

Legenda icone




Unisex



Tessuto TLMTEX® MICROSENSE



Doppia fascia speciale



Bretella personalizzabile



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura anteriore in MICROGRIP
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 15 x 0.50)
5. Placca spinale in lega leggera di alluminio

SPINOCROSS/19

Corsetto spinale lombo-sacrale con placca spinale TLM Spin cm 16



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D12-L5

● Grigio



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135



Artrosi
Spondilolisi
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi severi
Decorso post-operatorio
Sacralgia




video indossamento



SPINOCROSS/S/34

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con placca spinale TLM Spin cm 30



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 16/21 cm ● Grigio
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	63	79	89	99	109	119	129
a cm	78	88	98	108	120	135	145


Artrosi
Spondilolisi
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi severi
Decorso post-operatorio



video
indossamento

SPINOCROSS/S/48

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci
e placca spinale TLM Spin cm 44



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 18-26 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	63	79	89	99	109	119	129
a cm	78	88	98	108	120	135	145

Artrosi
Spondilolisi
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi severi
Decorso post-operatorio



video
indossamento

CORSETTI RIGIDI

**PER LA CURA DELLE
FRATTURE VERTEBRALI,
BLOCCANDO IL MOVIMENTO**

*Realizzati con un telaio in lega leggera
di alluminio, telescopico, regolabile
e modellabile in base alla morfologia
del paziente.*

L'utilizzo dei corsetti rigidi, sfruttando il principio dell'antagonismo dei 3 punti di spinta, consente di gestire le fratture vertebrali traumatiche del paziente con un'immobilizzazione efficace e un'iperestensione controllata della colonna vertebrale.



IPERESTENSORI

Gli iperestensori sono caratterizzati da 3 punti di spinta: due anteriormente e uno posteriormente.

Sono realizzati con un telaio telescopico a cornice in lega leggera di alluminio, modellabile manualmente dal tecnico ortopedico.

I 3 punti di spinta (pelotta sternale, banda pelvica e placca dorso-lombare) sono imbottiti e rivestiti in simil pelle per garantire comfort e vestibilità.

La pelotta sternale è snodata e con differenti possibilità di regolazione.

La banda pelvica basculante (con ritorno a molla) può essere bloccata nella posizione desiderata tramite l'inserimento di appositi perni di bloccaggio.

La placca dorso-lombare può essere posizionata orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze.

Gli iperestensori garantiscono un'immobilizzazione efficace e un'iperestensione controllata della colonna vertebrale, necessaria in casi di fratture vertebrali traumatiche che interessano il tratto dorso-lombare.

Legenda icone



Unisex



1. Pelotta sternale
2. Banda pelvica
3. Placca dorso-lombare
4. Chiusura a scatto con regolazione della cintura

TLM 35

Iperestensore basculante



MD CE

Tratto colonna: D10-L3



Tabella vestibilità

	S	MS	M	ML
Circonferenza bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90
Altezza sterno/pube cm	39/46	39/43	42/49	45/52
	LS	L	XLS	XL
Circonferenza bacino cm	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza sterno/pube cm	42/49	45/52	45/52	49/56

Fratture vertebrali traumatiche

T45BS

Iperestensore basculante con snodo sottoascellare



MD CE

Tratto colonna: D10-L3



Tabella vestibilità

	S	MS	M	ML
Circonferenza bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90
Altezza sterno/pube cm	39/46	39/43	42/49	45/52
	LS	L	XLS	XL
Circonferenza bacino cm	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza sterno/pube cm	42/49	45/52	45/52	49/56


Fratture vertebrali traumatiche

CORSETTI SEMIRIGIDI

**PER LA CURA DELLA
PATOLOGIA, CONTROLLANDO
IL MOVIMENTO**

Realizzati con tessuti semirigidi altamente performanti, nei quali si intrecciano in maniera calibrata componenti rigidi ed elastici. Talvolta in aggiunta vi è anche una fodera interna. In questa categoria rientrano i cosiddetti corsetti 'stoffa e stecche'.

I filati rigidi garantiscono sostegno e controllo al tratto vertebrale interessato, mentre i filati elastici donano una confortevole vestibilità e un'armoniosa linea estetica.



IPERTEX[®]

La linea IPERTEX[®] è caratterizzata dalla presenza della bretella antero-posteriore e da un sistema di tiranti che agisce tramite fibbie.

È progettata con il tessuto **GARDENIA**, in cotone elasticizzato.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano una forte azione di controllo, regolabile e personalizzabile grazie alla presenza delle fibbie in acciaio.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. La presenza delle bretelle imbottite a trazione antero-posteriore, mantenendo le spalle in posizione corretta, permette di ottenere un effetto di iperestensione controllata della colonna e stabilizzazione del rachide.

La linea IPERTEX[®] garantisce un efficace contrasto dell'ipercifosi, migliorando la postura e la qualità di vita del paziente.


Legenda icone




Unisex




Bretella antero-posteriore



Doppia fascia speciale



Bretella personalizzabile



1. Tessuto semirigido **GARDENIA**
2. Chiusura anteriore in velcro oppure in **MICROGRIP**
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato con fibbie
4. 2 stecche posteriori (mm 20 x 0.8)
5. Bretelle antero-posteriori imbottite

IPERTEX[®]/44

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 44 cm / ant. 14 cm • Nudo
Tratto colonna: D4-L3



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Ipercifosi
Artrosi
Dorsolombalgia
Ernia discale
Decorso post-operatorio
Traumi moderati



video indossamento

IPERTEX®/52

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 52 cm / ant. 18 cm ● Nudo
Tratto colonna: D4-L5
Variante in altezza 58 cm



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125

Ipercifosi
Artrosi
Dorsolombalgia
Ernia discale
Decorso post-operatorio
Traumi moderati



video
indossamento

IPERTEX®/S/52

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 52 cm / ant. 16/26 cm ● Nudo
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130	145
da cm	65	70	80	90	100	110	120	135
a cm	72	83	93	103	113	125	135	150

Ipercifosi
Artrosi
Dorsolombalgia
Ernia discale
Decorso post-operatorio
Traumi moderati



video
indossamento

MAX MAXIMO

La linea MAX/MAXIMO è caratterizzata dalla presenza di un tessuto in cotone con fodera in cotone e da un supporto dorso-lombare rimovibile.

È progettata con il tessuto **MANON** foderato **MODENA**.

La chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto microgrip garantisce morbidezza, comfort e possibilità di tensionature differenti.


Il rinforzo in bendaggio elastico è regolabile in altezza e rimovibile, garantendo una forte azione di controllo dorso-lombare, personalizzabile nella posizione più corretta per il paziente. Le stecche posteriori paravertebrali e laterali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi.

La linea **MAX/MAXIMO** garantisce la cura delle patologie cronic-degenerative che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, grazie alla massima spinta biomeccanica raggiunta dall'unione della struttura semirigida e dall'importante steccatura.

Legenda icone



Unisex



Doppia fascia speciale



1. Tessuto in cotone foderato
2. Chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto MICROGRIP
3. Rinforzo (rimovibile) in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 15 x 0.8)
5. Tasca per facilitare l'indossamento

MAX/30

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 30 cm / ant. 18/24 cm ● Nudo
Tratto colonna: D10-S1
Variante in altezza 35 cm



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	63	70	80	90	100
a cm	72	82	92	102	113
Misura	120	130	145		
da cm	110	123	138		
a cm	125	140	155		

Artrosi
Lombalgia cronica
Spondilolisi
Ernia discale
Traumi moderati
Esiti di fratture e cedimenti

MAXIMO/35

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 35 cm / ant. 22/30 cm ● Nudo
Tratto colonna: D8-S1
Variante in altezza 30 cm



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	63	70	80	90	100
a cm	72	82	92	102	113
Misura	120	130	145	160	
da cm	110	123	138	153	
a cm	125	140	155	170	

Artrosi
Lombalgia cronica
Spondilolisi
Ernia discale
Traumi moderati
Esiti di fratture e cedimenti



video indossamento



8

RICCARDA VITTORIO

La linea **RICCARDA/VITTORIO** è caratterizzata dalla presenza di un tessuto in cotone con fodera in cotone e da un tessuto elastico in maglia.

È progettata con il tessuto **GIUNONE (RICCARDA)** e **MANON (VITTORIO)**, foderati in **MODENA** e maglia elastica **VIENNA** ai fianchi.

La chiusura anteriore a tre velcri indipendenti garantisce possibilità di tensionature differenti.

Le stecche posteriori fisse sono rinforzate alle estremità con puntali in pelle.

La linea **RICCARDA/VITTORIO** garantisce la cura delle patologie cronico-degenerative che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, grazie alla massima spinta biomeccanica raggiunta dall'unione della struttura semirigida e dall'importante steccatura.



1. Tessuto in cotone foderato
2. Maglia elastica ai fianchi
3. Chiusura anteriore a tre velcri
4. 4 stecche posteriori (mm. 15 x 0,80 - Riccarda) (mm. 20 x 0,80 - Vittorio)
5. Puntali in pelle di rinforzo alle stecche

RICCARDA/35

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale donna



Altezza: post. 35 cm / ant. 23 cm
Tratto colonna: D8-S1

● Nudo



Circonferenza vita

Misura	65	70	75	80	85	90	95
da cm	69	74	79	84	89	94	99
a cm	73	78	83	88	93	98	103
Misura	100	105	110	115	120	125	130
da cm	104	109	114	119	124	129	134
a cm	108	113	118	123	130	135	140

Artrosi
Lombalgia cronica
Spondilolisi
Ernia discale
Traumi moderati
Esiti di fratture e cedimenti

VITTORIO/32

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale uomo



Altezza: post. 32 cm / ant. 25 cm
Tratto colonna: D8/D10-L5

● Crema



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95	100
da cm	75	80	85	90	95	100	105
a cm	79	84	89	94	99	104	109
Misura	105	110	115	120	125	130	135
da cm	110	115	120	125	130	135	139
a cm	114	119	124	129	134	139	

Artrosi
Lombalgia cronica
Spondilolisi
Ernia discale
Traumi moderati
Esiti di fratture e cedimenti



9 SPRING PLUS

La linea **SPRING PLUS** è caratterizzata dalla presenza di una chiusura anteriore molto confortevole e da un sistema di tiranti regolabili con velcro.

È progettata con il tessuto **GARDENIA**, in cotone elasticizzato.

La chiusura anteriore in tessuto **MICROGRIP** garantisce morbidezza, comfort e ottima vestibilità.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche paravertebrali permettono un'azione di controllo, regolabile e personalizzabile.


Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi.

La linea **SPRING PLUS** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

Legenda icone



Unisex



Doppia fascia speciale



1. Tessuto semirigido **GARDENIA**
2. Chiusura anteriore in tessuto **MICROGRIP**
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0.6)

SPRING PLUS/28

Corsetto semirigido lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 18 cm • Nudo
Tratto colonna: D10-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio

SPRING PLUS/34

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 18 cm • Nudo
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio



SPRING PLUS/50

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale con spallacci



MD CE

Altezza: post. 50 cm / ant. 18 cm ● Nudo
 Tratto colonna: D4-L5
 Disponibile in versione con bretelle imbottite nel modello SPRING PLUS/BM/50



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

Artrosi
 Dorsolombalgia
 Spondilolistesi
 Ernia discale
 Traumi moderati
 Patologie reumatologiche
 Decorso post-operatorio

SPRING/50

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale con spallacci



MD CE

Altezza: post. 50 cm / ant. 22/27 cm ● Nudo
 Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130	145
da cm	65	76	87	98	109	119	129	144
a cm	75	86	97	108	119	130	145	160

Artrosi
 Dorsolombalgia
 Spondilolistesi
 Ernia discale
 Traumi moderati
 Patologie reumatologiche
 Decorso post-operatorio



video indossamento

10 SUMMER

La linea SUMMER è caratterizzata dalla presenza di un sistema di tiranti che agisce tramite fibbie.

È progettata con il tessuto GARDENIA, in cotone elasticizzato.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano una forte azione di controllo, regolabile e personalizzabile grazie alla presenza delle fibbie in acciaio.


Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. La linea SUMMER garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

La linea SUMMER/JEANS ha una chiusura anteriore velcro 'velour', che la rende particolarmente morbida, e le fibbie in plastica.

Legenda icone



Unisex



Doppia fascia speciale



1. Tessuto semirigido GARDENIA
2. Chiusura anteriore in velcro
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato con fibbie
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0.6)

SUMMER/26

Corsetto semirigido lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 18 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nudo



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio



video indossamento

SUMMER/30

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 30 cm / ant. 19 cm
Tratto colonna: D10-L5

● Nudo



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio



SUMMER/34

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 20 cm • Nudo
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio



video
indossamento


SUMMER/40

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 40 cm / ant. 21 cm • Nudo
Tratto colonna: D6-L5



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

Artrosi
Dorsolombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio

SUMMER/S/34

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 20/26 cm • Nudo
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	65	75	85	95	105	115	125
a cm	78	88	98	108	120	130	140

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio

SUMMER/JEANS/30

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 30 cm / ant. 19 cm ● Nero
Tratto colonna: D10-L5
Disponibile nelle altezze retro
cm 26 (modello SUMMER/JEANS/26)
e cm 34 (modello SUMMER/JEANS/34)



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	119
a cm	75	86	97	108	119	134

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio



video
indossamento

SUMMER/44

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale
con spallacci



MD CE

Altezza: post. 44 cm / ant. 17 cm ● Nudo
Tratto colonna: D4/D6-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	120
a cm	75	86	97	108	119	133

Artrosi
Dorsolombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio

SUMMER/50

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale
con spallacci



MD CE

Altezza: post. 50 cm / ant. 22 cm ● Nudo
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	65	76	87	98	109	120	130
a cm	75	86	97	108	119	133	143

Artrosi
Dorsolombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Patologie reumatologiche
Decorso post-operatorio



video
indossamento

11 647

La linea 647 è caratterizzata dalla presenza di tiranti dorsali che consentono di contrastare l'ipercifosi senza l'utilizzo della bretella.

È progettata con il tessuto elastico **MICROGRIP**. La chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto microgrip garantisce morbidezza, comfort e possibilità di tensionature differenti.


I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano a livello scapolare esercitano una forte azione di contrasto dell'ipercifosi, regolabile e personalizzabile. Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. Al modello **647** possono essere applicate le bretelle per spallacci disponibili in tre diversi modelli (vedi pag. 135).

La linea **647** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, anche in presenza di complicanze post-chirurgiche (mastectomia), oppure patologie afferenti agli arti superiori (per esempio linfedemi).

Legenda icone



Unisex



Doppia fascia speciale



1. Tessuto elastico **MICROGRIP**
2. Chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto **MICROGRIP**
3. Tiranti dorsali in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (2 da mm 20 x 0,80 e 2 da mm 15 x 0,80)
5. Tasca per facilitare l'indossamento



647

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale (all'occorrenza con spallacci)



MD CE

Altezza: post. 47 cm / ant. 20/32 cm ● Nudo
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130	145
da cm	62	82	92	102	112	122	132	140
a cm	81	91	101	111	121	131	141	160

Cedimenti vertebrali
Dorsolombalgia
Artrosi
Decorso post-operatorio



video indossamento

647/B/43

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale (all'occorrenza con spallacci)



MD CE

Altezza: post. 43 cm / ant. 16/26 cm ● Nudo
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	62	82	92	102	112	122	132
a cm	81	91	101	111	121	131	141

Cedimenti vertebrali
Dorsolombalgia
Artrosi
Decorso post-operatorio

CORSETTI DINAMICI

**PER LA CURA DELLA
PATOLOGIA, ASSECONDANDO
IL MOVIMENTO**

*Realizzati con tessuti elastici
altamente performanti nei quali
si intrecciano filati con differenti
caratteristiche e tensionature.*

I filati più resistenti garantiscono stabilità e sostegno al tratto vertebrale interessato, mentre i filati più elastici donano morbidezza, comfort e ottima vestibilità. L'utilizzo dei corsetti dinamici, sfruttando il principio di biomeccanica, consente al paziente di gestire al meglio la sua condizione, mantenendo pienamente attiva la funzionalità del suo apparato muscolo-scheletrico.

12 CROSSOVER

La linea **CROSSOVER** è caratterizzata dalla presenza di incroci elastici posteriori embricati.

È progettata con il tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano un'azione di supporto regolabile e personalizzabile.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. Sono presenti due stecche spirali ai fianchi.


La linea **CROSSOVER** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

La linea **CROSSOVER PLUS**, studiata per lo sportivo, ha una chiusura anteriore velcro "velour" che la rende particolarmente morbida.

Legenda icone




Unisex




Tessuto **TLMTEX®**
MICROSENSE



Predisposto
per Pelotta
TLM




Bretella
personalizzabile



1. Tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**
2. Chiusura in velcro anteriore
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0.60)

CROSSOVER/19

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm ● Grigio
Tratto colonna: D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135


Sacralgia
Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari



video
indossamento

CROSSOVER/26

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm ● Grigio
Tratto colonna: D10/D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	65	76	87	98	109	119	129
a cm	75	86	97	108	119	130	140

Lombalgia
Traumi moderati
Discopatie
Contratture muscolari



video
indossamento



CROSSOVER/30

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 30 cm / ant. 19 cm ● Grigio
Tratto colonna: D10-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	119
a cm	75	86	97	108	119	130

Dorsolombalgia
Traumi moderati
Discopatie
Contratture muscolari

CROSSOVER/34

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: 34 cm / ant. 20 cm ● Grigio
Tratto colonna: D8-L5




Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	119
a cm	75	86	97	108	119	130

Dorsolombalgia
Traumi moderati
Discopatie
Contratture muscolari

CROSSOVER/48

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale
con spallacci



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 22 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5




Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	63	79	89	99	109	119
a cm	78	88	98	108	120	135

Dorsolombalgia
Traumi moderati
Discopatie
Contratture muscolari
Patologie reumatologiche

CROSSOVERPLUS/19

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm ● Nero
Tratto colonna: D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	97	107	117
a cm	80	91	102	112	122	132

Sacralgia
Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari



video
indossamento

CROSSOVERPLUS/26

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm ● Nero
Tratto colonna: D10/D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	97	107	117
a cm	80	91	102	112	122	132


Discopatia
Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari



video
indossamento

CROSSBABY

Corsetto dinamico
lombo-sacrale per gestanti



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm ● Grigio
Tratto colonna: D12-L5



CROSSBABY è dotato di tre pannelli anteriori di conformazione bombata e lunghezza differente per accompagnare la crescita addominale durante la gravidanza.

Lombalgia in gravidanza
Post-intervento addominale
Post-parto
Sostegno dell'addome



CROSSBABY è dotato di un pannello anteriore piatto per l'utilizzo nel decorso post-parto.

Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL
da cm	80	85	90	95
a cm	110	120	130	140

13 PENTA

La linea PENTA è realizzata con bendaggio in cotone traforato.

È progettata con l'unione del bendaggio in cotone traforato traspirante e confortevole e la morbidezza della chiusura anteriore in **MICROGRIP**.

I corsetti **PENTA** sono particolarmente indicati per sportivi, autisti, motociclisti e per la prevenzione delle lombalgie.



1. Bendaggio in cotone traforato
2. Chiusura anteriore in MICROGRIP
3. 4 stecche posteriori (mm 13 x 0,35)
4. Rinforzo in bendaggio in cotone traforato

Legenda icone



Unisex



PENTA/24

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Grigio
● Nero



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	75	80	85	90	95	100
a cm	82	90	95	100	105	110
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	105	110	115	120	125	
a cm	115	120	125	130	135	

Lombalgia
Contratture muscolari
Prevenzione

PENTA/28

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D10-L5

● Grigio
● Nero



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	75	80	85	90	95	100
a cm	82	90	95	100	105	110
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	105	110	115	120	125	
a cm	115	120	125	130	135	

Lombalgia
Contratture muscolari
Prevenzione



video
indossamento

14 ROLL

La linea ROLL è caratterizzata dall'unione di tre differenti tipologie di tessuto e dai tiranti che agiscono tramite uno speciale sistema 'a carrucola'.

È progettata con lo scopo di unire la leggerezza del tessuto alla forza biomeccanica dei tiranti. I tiranti di rinforzo permettono una regolazione personalizzata e di intensità variabile, fornendo una piacevole e immediata sensazione di benessere del tratto lombare.

È particolarmente consigliato l'utilizzo della **PELOTTA TLM**.

La linea **ROLL**, grazie al sistema di tiranti appositamente progettato, garantisce un immediato sollievo dal dolore in acuto ed è particolarmente indicata per la manipolazione dei carichi pesanti.


Legenda icone



Unisex



Predisposto per Pelotta TLM



1. Tessuto rigido posteriore
2. Tessuto elastico traforato laterale
3. Tessuto 'velour' imbottito anteriore
4. 4 stecche posteriori (mm 13 x 0,35)
5. Tiranti con speciale regolazione a carrucola

ROLL/20

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 20 cm / ant. 17 cm ● Nero
Tratto colonna: D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	62	70	82	95	105
a cm	70	85	95	115	125

Lombalgia acuta
Contratture muscolari
Prevenzione
Manipolazione carichi pesanti
Attività lavorativa
Sacralgia



video indossamento

ROLL/26

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm ● Nero
Tratto colonna: D10/D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	62	70	82	95	105
a cm	70	85	95	115	125

Lombalgia acuta
Contratture muscolari
Prevenzione
Manipolazione carichi pesanti
Attività lavorativa



video indossamento



15 RUNNER+ WINNER+

I corsetti RUNNER+ e WINNER+ sono caratterizzati dal tessuto elastico MICROGRIP e da un rinforzo lombare rimovibile.


Sono progettati con l'esclusivo tessuto **MICROGRIP** che garantisce la chiusura a velcro in qualsiasi posizione. Il rinforzo in bendaggio elastico è regolabile in altezza e garantisce una forte azione di controllo lombare in fase acuta.

Nella prevenzione o nella risoluzione della patologia, i corsetti possono essere utilizzati senza rinforzo.

Il corsetto **WINNER+** è predisposto per l'utilizzo della **PELOTTA TLM**.

I corsetti **RUNNER+** e **WINNER+** sono particolarmente indicati per sportivi, autisti, motociclisti e per lavori usuranti.

Legenda icone



1. Tessuto elastico MICROGRIP
2. Chiusura anteriore in tessuto MICROGRIP (a due fasce indipendenti nel modello WINNER+)
3. Rinforzo in bendaggio elastico rigato rimovibile
4. 4 stecche posteriori (mm 20 x 0,50)

RUNNER+

Corsetto dinamico lombo-sacrale



Altezza: post. 24 cm / ant. 15 cm ● Nero
Tratto colonna: D10/D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	60	81	91	101	111	121	131
a cm	80	90	100	110	127	137	147


Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari
Ernie discali
Prevenzione



video indossamento

WINNER+

Corsetto dinamico lombo-sacrale



Altezza: post. 27 cm / ant. 16/26 cm ● Nero
Tratto colonna: D10-L5 ● Nudo



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	63	79	89	99	109	119
a cm	78	88	98	108	120	133
Misura	130	145	160			
da cm	129	144	159			
a cm	145	164	179			

Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari
Ernie discali
Prevenzione



video indossamento



16 UP

La linea UP è caratterizzata dalla presenza di un inserto paravertebrale semirigido per la stabilizzazione e il controllo del rachide.

È progettata con il tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

L'inserto in tulle traforato mantiene la giusta tensionatura tra le due stecche paravertebrali.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche paravertebrali permettono una forte azione di supporto.


Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi.

La linea UP comprende una vasta gamma di ortesi vertebrali che garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, anche in presenza di molteplici complicanze (obesità, stomia, ipercifosi, post-mastectomia).


Legenda icone




Unisex



Tessuto TLMTEX® MICROSENSE



Doppia fascia



Bretella personalizzabile



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura in velcro anteriore
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0.60)
5. Inserto in tulle traforato

UP/20

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 20 cm / ant. 14 cm ● Grigio
Tratto colonna: D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	73	87	100	113	126	139
a cm	88	101	114	127	140	153

Sacralgia
Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari

UP/28

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 17 cm ● Grigio
Tratto colonna: D10-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

Discopatia
Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari



video indossamento



UP/34

Corsetto dinamico toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 19 cm ● Grigio
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

Discopatia
Dorsolombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari



video
indossamento

UP/40

Corsetto dinamico toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 40 cm / ant. 22 cm ● Grigio
Tratto colonna: D6-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

Artrosi
Dorsolombalgia
Traumi moderati
Decorso post-operatorio

UP/C/28

Corsetto dinamico lombo-sacrale per addome prominente



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 32 cm ● Grigio
Tratto colonna: D10-L5



Circonferenza vita

Misura	80	85	90	95	100	105
da cm	88	93	98	103	108	113
a cm	92	97	102	107	112	117

Misura	110	115	120	125	130
da cm	118	123	128	133	138
a cm	122	127	132	137	142

Artrosi
Dorsolombalgia
Traumi moderati
Decorso post-operatorio
Addomi prominenti
Sventramento

UP/STOM/28

Corsetto dinamico lombo-sacrale per pazienti colostomizzati



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 25 cm ● Grigio
Tratto colonna: D10-L5
Pannello anteriore fornito separatamente (vedi pag. 109)



Circonferenza vita


Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	71	76	81	86	91	96
a cm	76	81	86	91	96	101

Misura	100	105	110	115	120
da cm	101	106	111	116	121
a cm	106	111	116	121	126

Artrosi
Dorsolombalgia
Traumi moderati
Decorso post-operatorio

UP/647

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale
(all'occorrenza con spallacci)



MD CE

Altezza: post. 47 cm / ant. 16/26 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5




Circonferenza vita

Misura	S70	M80	L90	XL100	XXL110	120
da cm	75	85	95	105	115	125
a cm	87	97	107	117	127	137

Cedimenti vertebrali
Dorsolombalgia
Artrosi
Decorso post-operatorio

UP/48

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale
con spallacci



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 17 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	74	84	94	104	114	124
a cm	86	96	106	116	128	140


Artrosi
Dorsolombalgia
Traumi moderati
Discopatie
Contratture muscolari
Patologie reumatologiche



video
indossamento

UP/X/52

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 52 cm / ant. 17 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

Ipercifosi
Artrosi
Dorsolombalgia
Ernia discale
Decorso post-operatorio
Traumi moderati



17 RINFORZO REGOLABILE

La linea è caratterizzata dalla presenza di un rinforzo regolabile anteriormente in velcro.

La linea 555 e il modello SMART sono progettati con il tessuto MILLERIGHE e sono ideati per la cura delle lumbalgie.

I modelli FIVE, FIRST e ILSA sono progettati con lo stesso principio (rinforzo regolabile) ma realizzati con tessuti differenti.




1. Tessuto elastico MILLERIGHE
2. Rinforzo regolabile
3. 4 stecche posteriori
4. Doppia fascia anteriore nel modello 555/S
5. Asola per facilitare l'indossamento

Legenda icone



Unisex



Doppia fascia



Predisposto per Pelotta TLM



FIVE/24

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 15 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5
Variante in altezza 28 cm

● Nero



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	75	85	95	105	115
a cm	79	89	99	109	119	129

Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione

FIRST

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D10-L5

● Nero



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	60	70	80	90	100	110
a cm	78	88	98	108	120	132

Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione

ILSA


Cintura sacro-iliaca



MD CE

Altezza: post. 14 cm / ant. 10 cm
Tratto colonna: L4-S2

● Nero



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL
da cm	65	75	90	110
a cm	85	95	110	130

Lombalgia
Sacralgia

SMART

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 18 cm
Tratto colonna: D10-L5

● Grigio



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	XXXL
da cm	65	73	83	93	103	113
a cm	75	86	98	108	120	135

Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione

555/24

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 18 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nudo



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	66	72	77	82	87	92
a cm	73	79	84	89	94	99

Misura	100	105	110	115	120	125
da cm	97	103	109	115	120	125
a cm	105	111	117	123	128	133


Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione



video
indossamento

555/27

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 17 cm ● Nudo
Tratto colonna: D10-L5



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	66	72	77	82	87	92
a cm	73	79	84	89	94	99
Misura	100	105	110	115	120	125
da cm	97	103	109	115	120	125
a cm	105	111	117	123	128	133

Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione

555/A/32

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 32 cm / ant. 19 cm ● Nudo
Tratto colonna: D8/D10-L5




Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	66	72	77	82	87	92
a cm	73	79	84	89	94	99
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	97	103	109	115	120	
a cm	105	111	117	123	128	

Dorsolombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione

555/S/27

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 16/26 cm ● Nudo
Tratto colonna: D10-L5




Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	62	82	92	102	112	122
a cm	81	91	101	111	121	131
Misura	130	145				
da cm	132	145				
a cm	145	160				

Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione

555/S/32

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 32 cm / ant. 20/32 cm ● Nudo
Tratto colonna: D8/D10-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	62	82	92	102	112	122
a cm	81	91	101	111	121	131
Misura	130	145	160			
da cm	132	145	160			
a cm	145	160	175			

Dorsolombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione



video
indossamento

18 RINFORZO FISSO

La linea 500 è caratterizzata da un incrocio fisso tipo "criss-cross".

È progettata con il tessuto MILLERIGHE.

La linea dei corsetti con incrocio fisso tipo 'criss-cross' è ideale per la prevenzione e la cura delle lombalgie moderate e dei dolori muscolari.




500

1. Tessuto elastico millerighe
 2. Incrocio fisso tipo criss-cross
 3. 4 stecche posteriori
- FOUR (senza rinforzo)**
4. Tessuto in cotone traforato
 5. 4 stecche posteriori

Legenda icone



Unisex



Tessuto TLMTEX[®] MICROSENSE



Predisposto per Pelotta TLM



FOUR/24

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5 ● Grigio



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	75	80	85	90	95	100
a cm	82	90	95	100	105	110
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	105	110	115	120	125	
a cm	115	120	125	130	135	

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale

500/DRY

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 16 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5 ● Grigio



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	72	77	82	87	92	97
a cm	77	82	87	92	97	102
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	102	107	112	117	122	
a cm	107	112	117	122	127	

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale

500/24

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 17 cm ● Nudo
Tratto colonna: D10/D12-L5



Circonferenza vita

Misura	65	70	75	80	85	90
da cm	62	66	72	77	82	87
a cm	67	73	79	84	89	94

Misura	95	100	105	110	115	120
da cm	92	97	103	109	115	120
a cm	99	105	111	117	123	128

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale

500/27

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 17 cm ● Nudo
Tratto colonna: D10-L5



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	75	80	85	90
a cm	75	80	85	90	95	100

Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120
da cm	95	100	105	110	115
a cm	105	110	115	120	130

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale

500/F

Corsetto dinamico
lombo-sacrale donna

MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 18 cm ● Nero
Tratto colonna: D10-L5



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	71	76	81	86	91
a cm	78	83	88	93	98	103

Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120
da cm	96	101	106	111	116
a cm	108	114	119	124	130

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale



video
indossamento

500/W

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm ● Nero
Tratto colonna: D10/D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	72	77	82	87	92
a cm	80	85	90	95	100	105

Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120
da cm	97	102	106	111	116
a cm	110	115	119	124	130

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale

RADDRIZZA SPALLE

**PER LA CURA
DELLA DORSALGIA,
MIGLIORANDO LA POSTURA**

*Realizzati con tessuti elastici
altamente performanti nei quali
si intrecciano filati con differenti
caratteristiche e tensionature.*

L'utilizzo dei raddrizzaspalle nelle dorsalgie acute genera un immediato beneficio antalgico. L'impiego della bretella antero-posteriore permette inoltre di contrastare efficacemente l'atteggiamento ipercifotico anche nella giovane età.




19 OPLÀ DORSOPLUS

La linea è caratterizzata dalla presenza di bretelle imbottite e/o elastiche regolabili anteriormente per calibrare il sostegno dorsale.

La linea **OPLÀ** è particolarmente adatta a contrastare atteggiamenti posturali scorretti.

La linea **DORSOPLUS** è indicata specialmente nella riprogrammazione posturale, contrastando l'atteggiamento in ipercifosi.

Legenda icone



OPLÀ

1. Tessuto TLMTEX®, GARDENIA o JEANS con chiusura anteriore in bendaggio MICROGRIP
2. Bretelle in bendaggio MICROGRIP
3. 2 stecche posteriori (mm 12 x 0.38)

DORSOPLUS

4. Tessuto TLMTEX® con chiusura anteriore in bendaggio MICROGRIP
5. Bretelle antero-posteriori imbottite
6. 2 stecche posteriori (mm 14 x 0.60)

OPLÀ 04/SKY

Raddrizzaspalle steccato



MD CE

Altezza: post. 36 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L1 ● Grigio



Circonferenza sottoseno

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	70	80	90	100
a cm	80	95	110	120	130

Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte

OPLÀ 04/JEANS

Raddrizzaspalle steccato



MD CE

Altezza: post. 36 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L1 ● Nero



Circonferenza sottoseno

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	70	80	90	100
a cm	80	95	110	120	130

Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte



video
indossamento

OPLÀ

Raddrizzaspalle



MD CE

Altezza: post. 36 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L1

● Nudo



Circonferenza sottoseno

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	70	80	90	100
a cm	80	95	110	120	130

Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte



video
indossamento

DORSOPLUS

Raddrizzaspalle steccato con bretella antero-posteriore



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 8 cm
Tratto colonna: D4-L1

● Nero



Circonferenza sottoseno

Misura	XS	S	M	L	XL
da cm	50	60	80	100	120
a cm	80	90	120	140	160

Ipercifosi
Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte



video
indossamento

ZAINET

Reggispalle elastico



MD CE

○ Bianco



Circonferenza torace

Misura	1/S	2	3/M	4	5/L	6	7/XL
da cm	75	79	83	87	91	95	99
a cm	82	86	90	94	98	102	105

Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte

OTTO

Reggispalle elastico



MD CE

○ Bianco



Circonferenza torace

Misura	1	2	3	4	5	6	7	8
da cm	76	80	84	88	92	96	100	104
a cm	82	86	90	94	98	102	106	110

Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte

ORTESI ADDOMINALI

**PER LA CURA DELLE
PROBLEMATICHE ADDOMINALI
CON LA CONTENZIONE
E IL SOSTEGNO**

*Realizzate con tessuti elastici,
bendaggi millerighe e microgrip
con predisposizione per
l'applicazione di pelotte contenitive.*

L'utilizzo delle ortesi toraciche è indicato
per la cura delle fratture toraciche e in cardiocirurgia.
L'impiego delle ortesi addominali è adatto
alla contenzione delle ernie
e nel decorso post-chirurgico e post-parto.

BIANCA/13

Fascia toracica



MD CE

Altezza: 13 cm
Tessuto MICROGRIP

Bianco



Taglia unica 110 cm

Decorso post-operatorio
Fratture costali

BIANCA/24

Fascia post-operatoria



MD CE

Altezza: 24 cm
Variante in altezza 30 cm
Tessuto MICROGRIP

Bianco



Circonferenza vita

Misura	M	L	XL	XXL	120	130	140
da cm	70	80	90	100	110	120	130
a cm	90	100	110	120	130	140	150

Decorso post-operatorio addominale

ALBERTA/18

Fascia addominale per ernia ombelicale
Fascia toracica



MD CE

Altezza: 18 cm
Tessuto MICROGRIP

Nudo



Circonferenza

Misura	70	80	90	100	110	120
da cm	80	90	100	110	120	130
a cm	90	100	110	120	130	140

Decorso post-operatorio addominale
Fratture costali
Ernia ombelicale

BERTA/16

Fascia addominale per ernia ombelicale
Fascia toracica



MD CE

Altezza: 16 cm
Tessuto elastico MILLERIGHE

Nudo



Circonferenza

Misura	60	65	70	75	80	85	90
da cm	70	75	80	85	90	95	100
a cm	75	80	85	90	95	100	105
Misura	95	100	105	110	115	120	
da cm	105	110	115	120	125	130	
a cm	110	115	120	125	130	135	

Decorso post-operatorio addominale
Fratture costali
Ernia ombelicale

CLELIA

Cinto per ernia ombelicale



MD CE

Altezza: 13 cm
Con cuscinetto PRESSOR
(vedi pag. 134)

● Crema



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	80	85	90	95	100	105
a cm	85	90	95	100	105	110
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	110	115	120	125	130	
a cm	115	120	125	130	135	

Contenzione ernia ombelicale

SPORT & WORK

Cintura lombo-sacrale



MD CE

Altezza: 27 cm

○ Bianco



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	75	90	100	115
a cm	80	95	115	130	160

Prevenzione di dolori lombari

JOLLY

Cinto per ernia inguinale



MD CE

Altezza: post. 7 cm / ant. 15 cm
Con pelotta POCKET
(vedi pag. 134)

● Crema



Circonferenza bacino

Misura	75	80	85	90	95	100	105	110
da cm	85	90	95	100	105	110	115	120
a cm	90	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

JOLLY/10

Cinto per ernia inguinale



MD CE

Altezza: post. 10 cm / ant. 18 cm
Con pelotta POCKET
(vedi pag. 134)

● Crema



Circonferenza bacino

Misura	75	80	85	90	95	100	105	110
da cm	85	90	95	100	105	110	115	120
a cm	90	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

BOSTON

Cinto per ernia inguinale



MD CE

● Crema



Boston semplice (DX o SX)



Boston doppio

Circonferenza bacino

Misura	80	85	90	95	100	105	110
da cm	90	95	100	105	110	115	120
a cm	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

DENVER

Cinto per ernia inguinale



MD CE

● Crema



Denver semplice (DX o SX)



Denver doppio

Circonferenza bacino

Misura	80	85	90	95	100	105	110
da cm	90	95	100	105	110	115	120
a cm	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

SANSONE

Cinto per ernia inguinale



MD CE

● Crema



Sansone semplice (DX o SX)



Sansone doppio

Circonferenza bacino

Misura	80	85	90	95	100	105	110
da cm	90	95	100	105	110	115	120
a cm	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

UGO

Fascia post-operatoria
per colostomizzati



MD CE

Altezza: 25 cm
Pannello anteriore fornito
separatamente (vedi pag. 109)

Bianco



Esempio di applicazione

Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95	100	105	110
da cm	80	85	90	95	100	105	110	115	120
a cm	85	90	95	100	105	110	115	120	125

PANNELLI PER UGO

Pannello per stomia



MD CE

Altezza: 25 cm

Bianco



Pannello bombé
(foro disponibile in tutti i diametri)

Diametro foro

cm 5,5 7,5 8,5 9,5

IRIS

Fascia post-operatoria
o post-parto



MD CE

Altezza: 28 cm
Tessuto 3 strisce

Bianco



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	78	88	98	108	118
a cm	88	100	110	120	135

Decorso post-operatorio addominale
Decorso post-parto

ILARIA

Fascia post-operatoria
o post-parto



MD CE

Altezza: 28 cm
Tessuto MILLERIGHE

Bianco



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	70	80	90	100	110
a cm	85	95	105	115	125

Decorso post-operatorio addominale
Decorso post-parto

TEX

Fascia post-operatoria
o post-parto



MD CE

Altezza: 28 cm
Tessuto 3 strisce

Bianco



Circonferenza vita

Misura	XS	S	M	L	XL	XXL
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	78	88	100	110	120	135

Decorso post-operatorio addominale
Decorso post-parto

FEDE

Fascia
post-operatoria



MD CE

Altezza: 27 cm
Tessuto MICROGRIP

Bianco



Circonferenza vita

Misura	1	2	3
da cm	75	90	110
a cm	100	120	150

Decorso post-operatorio addominale

ORTESI PER ARTI

**PER LA CURA DELLE
PATOLOGIE MINORI
DEGLI ARTI**

*Realizzate con tessuti elastici
a maglia e tessuti in microfibra
morbidi e resistenti.*

L'utilizzo delle ortesi per arti è indicato
in caso di lievi contusioni e traumi
e per la protezione delle articolazioni durante
la pratica sportiva e l'attività lavorativa.



PLS RIZ

Polsino con pollice
ambidestro



● Nero



Circonferenza polso

Misura	Unica
cm	15-22

Rizartrosi
Lievi traumi e distorsione del pollice

PLS PLUS

Polsino infradito
ambidestro



● Nero



Circonferenza polso

Misura	Unica	XL
cm	15-22	>22

Leggere contusioni e distorsioni
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori
Tendiniti - Artrite - Artrosi

GNC 1110

Ginocchiera aperta
con stecche



● Nero

Altezza: 27 cm
Variante GNC OPEN (con foro aperto)
GNC PLUS (con stecche con snodo)



Circonferenza ginocchio

Misura	Unica	XL
cm	35-50	50-65

Artrite - Artrosi - Lievi contusioni
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori
Supporto, sostegno e prevenzione
per la pratica di sport e nel lavoro

TN-211

Ginocchiera elastica
con stecche



● Crema

Altezza: 24 cm



Circonferenza ginocchio

Misura	S	M	L
cm	32-36	36-41	41-48

Artrite - Artrosi - Lievi contusioni
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori
Supporto, sostegno e prevenzione
per la pratica di sport e nel lavoro

EPC 100

Cinturino per gomito



Altezza: 7 cm

● Nero



Circonferenza gomito

Misura	Unica	XL
cm	21-31	>31

Leggere contusioni
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori
Tendiniti
Epicondiliti
Epitrocleititi

TN-230

Gomitiera elastica



Altezza: 23 cm

● Crema



Circonferenza gomito

Misura	S	M	L
cm	22-26	26-30	30-34

Leggere contusioni
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori
Tendiniti
Epicondiliti
Epitrocleititi

TN-241

Cavigliera elastica



● Crema



Circonferenza caviglia

Misura	S	M	L
cm	17-20	20-23	23-26

Leggere contusioni e slogature
Tendiniti
Supporto, sostegno e prevenzione
per la pratica di sport e nel lavoro
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori

BIAGIA

Benda elastica autogrippante

Lunghezza: 80 cm Altezza: 8 cm






PER LA CURA DELLE PATOLOGIE MINORI DEGLI ARTI

*Il marchio FUTURO™ offre
una gamma completa di tutori
e supporti per aiutare chi li indossa
a vivere pienamente la propria vita.*

3M è il venditore di supporti numero 1 al mondo, che vanta oltre 100 anni di esperienza e conoscenza della tecnologia della compressione e più di 50 brevetti nel mondo per tutori e supporti.



PLS/4584 NERO

Stabilizzatore per pollice
Deluxe ambidestro



Circonferenza polso

Misura	S/M	L/XL
cm	12,7-16,5	16,5-20,3

Supporto pollici rigidi, deboli o lesionati

PLS/10770

Tutore reversibile per polso



Circonferenza polso

Misura	Unica
cm	14-21,5

Supporto polsi rigidi, deboli o lesionati

PLS/09033

Supporto regolabile per polso sport



Circonferenza polso

Misura	Unica
cm	11,4-24,1

Supporto polsi rigidi, deboli, lesionati

GMT/7657

Supporto per gomito comfort



Circonferenza gomito

Misura	S	M	L
cm	22,9-25,4	25,4-27,9	27,9-30,5

Supporto gomiti rigidi, deboli o lesionati

PLS/4584 BEIGE

Stabilizzatore per pollice ambidestro



Circonferenza polso

Misura	S/M	L/XL
cm	12,7-19,1	17,8-22,9

Circonferenza pollice

Misura	S/M	L/XL
cm	5,1-6,4	6,4-7,6

Supporto pollici rigidi, deboli o lesionati

PLS/46378

Polsiera sport



Circonferenza polso

Misura	Unica
cm	14-24,1

Supporto polsi rigidi, deboli o lesionati

GMT/4786

Gomitiera elastica



Circonferenza gomito

Misura	S	M	L
cm	22,9-25,4	25,4-27,9	27,9-30,5

Supporto gomiti e avambracci rigidi, deboli o lesionati

GMT/45975

Supporto per gomito sport



Circonferenza gomito

Misura	Unica
cm	17,8-35,6

Supporto gomiti e avambracci rigidi, deboli o lesionati

GNC/7658

Supporto per ginocchio comfort



Circonferenza ginocchio

Misura	S	M	L	XL
da cm	30,5	36,8	43,2	49,5
a cm	36,8	43,2	49,5	55,9

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

GNC/4616

Ginocchiera elastica



Circonferenza ginocchio

Misura	S	M	L
da cm	30,5	36,8	43,2
a cm	36,8	43,2	49,5

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

GNC/4819

Tutore per ginocchio ultra performance



Circonferenza

Misura	S	M
Coscia cm	36,8-41,9	41,9-47
Polpaccio cm	30,5-35,6	35,6-40,6
Misura	L	XL
Coscia cm	47-52,1	52,1-57,2
Polpaccio cm	40,6-45,7	45,7-50

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

CVG/7658

Supporto per caviglia comfort



Circonferenza caviglia

Misura	S	M	L
da cm	25,4	31,8	38,1
a cm	31,8	38,1	44,5

Supporto caviglie rigide, dolenti o lesionate

GNC/4569

Supporto per ginocchio sport



Circonferenza ginocchio

Misura	S	M	L
da cm	33	38,1	43,2
a cm	38,1	43,2	48,3

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

GNC/09189

Supporto per rotula sport



Circonferenza ginocchio

Misura	Unica
cm	31,8-44,5

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

CVG/4787

Cavigliera elastica



Circonferenza caviglia

Misura	S	M	L
da cm	17,8	20,3	22,9
a cm	20,3	22,9	25,4

Supporto caviglie rigide, dolenti o lesionate

PLS/48462

Supporto notturno per polso



Circonferenza polso

Misura	Unica
cm	13,3-22,9

Supporto polsi rigidi, deboli o lesionati
Sindrome del tunnel carpale



PER IL BENESSERE MUSCOLARE E ARTICOLARE

La linea CRIOTERMICA TLM, con i suoi prodotti cosmetici a rapido assorbimento applicati direttamente sulla pelle, genera un effetto di benessere immediato e duraturo. Contiene estratti naturali clinicamente e dermatologicamente testati. Non contiene alcol.



CRIOGEL

EFFETTO FREDDO



Mentolo e olio essenziale di Eucalipto, conosciuti per il caratteristico aroma balsamico e rinfrescante, duraturo nel tempo.

Estratto di Boswellia, noto per il suo effetto lenitivo e anti-rossore.

Estratto di Consolida Maggiore, conosciuto per la sua azione lenitiva e astringente.

Pantenolo o provitamina B5, utilizzato per le sue proprietà idratanti e lenitive.

QUANDO USARE CRIOGEL

Quando è indicato l'effetto freddo

Traumi
Strappi
Contusioni
Edemi
Gonfiore
Dopo l'attività sportiva

TERMOGEL

EFFETTO CALDO



Olio di Mandorle, emolliente e protettivo, contribuisce a favorire la scorrevolezza del massaggio.

Olio essenziale di Gaultheria ed estratto di Capsico, utili per la loro azione distensiva e lenitiva.

Estratto di Artiglio del diavolo, estratto di Arnica Montana e olio essenziale di Lavanda, conosciuti per le note proprietà defaticanti e calmanti.

Il succo di Aloe ha un effetto idratante, particolarmente utile nelle zone cutanee irritate.

QUANDO USARE TERMOGEL

Quando è indicato l'effetto caldo

Contratture
Tensioni muscolari
Rigidità muscolare
Prima dell'attività sportiva

NEOARNICA40

CREMA ATTIVA CONCENTRATA



BioArnica Complex 40%, complesso costituito da acqua attiva di Arnica e infuso di Arnica, ad alta concentrazione di sostanze ad azione antinfiammatoria.

Estratto di Salice bianco e acqua di Rusco ad azione lenitiva.

Succo di Aloe Vera ad azione emolliente.

Glucosamina Solfato e Condroitina Solfato per mantenere la pelle e le articolazioni in buono stato.

QUANDO USARE NEOARNICA40

Quando non è gradito l'effetto termogenico

Muscoli indolenziti o contratti
Contusioni
Strappi
Artrosi
Infiammazione alle articolazioni



PER LA TERAPIA RIABILITATIVA AL FIANCO DEGLI SPECIALISTI

*La sicurezza della linea leader
nella terapia riabilitativa.*

Theraband: l'originale sistema professionale di resistenza progressiva, leader a livello mondiale per la terapia riabilitativa.
Theraband Kinesiology Tape: l'esclusiva tecnologia XactStretch™ permette di avere sempre il corretto allungamento del Tape, grazie agli indicatori visivi a forma di esagono.




La sicurezza della linea leader nella terapia riabilitativa.

TheraBand® è l'originale sistema professionale di resistenza progressiva, leader a livello mondiale per la terapia riabilitativa. I sistemi di esercizio a resistenza progressiva di **TheraBand®** sono utilizzati per:

- aumentare la flessibilità e la gamma di movimento;
- ottenere un migliore movimento funzionale;
- rafforzare i muscoli;
- minimizzare la pressione sulle articolazioni;
- ridurre la possibilità di incorrere in lesioni;
- supportare programmi di fitness completi.

Il sistema **TheraBand®** prevede un programma di riabilitazione o rafforzamento personalizzato, grazie all'utilizzo di una sequenza di prodotti a livelli differenziati di resistenza contraddistinti dal colore, dal meno impegnativo al più difficile.



PRINCIPIANTE leggera media dura extra dura durezza special durezza super AVANZATO

La linea di prodotti **TheraBand®** comprende fasce elastiche, tubing elastici, flex bar, palline per riabilitazione mano.

Fascia Elastica

Realizzata con lattice di gomma naturale di altissima qualità, la fascia elastica professionale è disponibile in vari formati.

TheraBand™ Fascia	Aumento dal colore precedente al 100% di allungamento	Resistenza in Kilogrammi	
		Allungamento al 100%	Allungamento al 200%
TheraBand™ Giallo		1.3	2.0
TheraBand™ Rosso	25%	1.7	2.5
TheraBand™ Verde	25%	2.1	3.0
TheraBand™ Blu	25%	2.6	3.9
TheraBand™ Nero	25%	3.3	4.6
TheraBand™ Silver	40%	4.6	6.9

Esercizi e studi su **TheraBand®** su www.performancehealthacademy.com

FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero



13 cm x 1,5 m
Disponibile in dispenser da 15 pz. per colore

FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero



13 cm x 5,5 m
Disponibile in box singolo

FASCIA ELASTICA AD ANELLO

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu

7,6 cm x 20,5 cm
Disponibile in dispenser da 10 pz.

Utilizzata per molte applicazioni. In particolare negli esercizi per la parte inferiore del corpo e per aumentare la forza e l'equilibrio. Efficace per rafforzare i muscoli con il vantaggio della praticità e senza la necessità di legare la fascia.



FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero



13 cm x 2,5 m
Disponibile in confezione singola in astuccio

FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero ● Argento



13 cm x 45,5 m
Disponibile in box singolo

Tubing Elastico

I tubing elastici **TheraBand®** con impugnatura, realizzati in lattice di gomma naturale di alta qualità, sono ideali per l'esercizio della parte superiore del corpo, la riabilitazione, il fitness e il condizionamento in clinica o a casa, con il vantaggio dell'impugnatura per una soluzione sempre pronta all'uso.

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero ● Argento

1,2 m con impugnatura soft grip
Disponibile in confezione singola




FlexBar®

La **FlexBar®** migliora la forza del braccio, della mano e della spalla, è indicata nella riduzione del dolore nel gomito del tennista e nel gomito del golfista. La **FlexBar®** ha una struttura facile da impugnare, con nervature, per un uso confortevole durante i movimenti di flessione, torsione e oscillazione.

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu

Lunghezza 30,5 cm
Disponibile in confezione singola




Palline per riabilitazione mano

Le palline per riabilitazione della mano **TheraBand®** sono progettate per rafforzare le mani, i polsi e gli avambracci. L'allenamento con le palline per riabilitazione è utile per coloro che soffrono di artrite, lesioni da uso eccessivo o da chi effettua attività che prevedono un utilizzo importante di mani, polsi ed avambracci. Possono essere riscaldate o raffreddate.

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero

Diametro 5,08 cm
Disponibile in confezione singola




THERABAND™ KINESIOLOGY TAPE



- Sostiene muscoli e articolazioni
- Fornisce sollievo dal dolore
- Non contiene lattice
- Dura fino a 5 giorni



L'esclusiva tecnologia **XactStretch™** permette di avere sempre il corretto allungamento, grazie agli indicatori visivi a forma di esagono.



Rotolo da 5 cm x 5 m

Disponibile nei colori:



ACCESSORI

PER COMPLETARE LA FUNZIONALITÀ DELLE ORTESI E PER LE LORO MODIFICHE

*Mettiamo a disposizione dei tecnici
ortopedici pelotte, semilavorati,
tessuti, minuterie, stecche e accessori.*

In questa categoria sono rappresentate tutte le materie prime e alcuni semilavorati che TLM utilizza per la fabbricazione dei propri corsetti e che possono essere utili nelle officine ortopediche.

PELOTTA TLM

Pelotta lombo-sacrale



Misura	Orizzontale	Verticale	Spessore
cm	15,5	16	1,5

PRESSOR

Cuscinetto ombelicale



Misura	Orizzontale	Verticale	Spessore
cm	11,5	8,5	2


POCKET

*Pelotte per ernia inguinale
destra o sinistra*



Misura	Orizzontale	Verticale	Spessore
cm	11	10,5	1,8

FILO E SPILLI



- M90** filo Gutermann A382 800 m
● Nero ○ Neutro
- M91** filo Gutermann A382 5.000 m
● Nero ● Grigio ○ Bianco ○ Neutro
- M92** filo Cucirini 402 10.000 yds
● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco
- M93** filo Cucirini 1004 1.000 yds
● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco
- M98** spilli acciaio 500 g

BRETELLE PER SPALLACCI



31 ● Nudo ● Nero ● Crema



31/647/C ● Nudo ● Grigio



36 ● Nudo

SIM



● Nudo ● Nero ● Grigio

TIRANTE VELCRO



33 ● Nudo ● Nero ● Crema

TESSUTI RIGIDI



R04 BAVENO broccato **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero ● Crema




R05 GIOVE broccato **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero



R06 GIUNONE broccato **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero ● Crema ● Nerolilla



R08 STRESA broccato **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero ● Crema ● Nerolilla



R19 MANON satin **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero ● Crema



R09 CAMOGLI coutil **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Crema



R24 GARDENIA tessuto liscio **Altezza:** 140 cm
● Nudo




R11 MODENA coutil fodera **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco


TESSUTI ELASTICI



E04 VIENNA maglia **Altezza:** 180 cm
● Nudo ● Nero ● Crema




E12 PARIGI tulle **Altezza:** 190 cm
● Nudo ● Crema



E13 MADRID tulle fodera
Altezza: 195 cm
● Nudo ● Nero ○ Bianco



B04 DAMINA bendaggio
Altezza: 8/30/37 cm
● Nudo ● Crema



B24 MILLERIGHE bendaggio
Altezza: 27 cm
○ Bianco



B18 RIGATO bendaggio
Altezza: 6/16/24/27/32 cm
● Nudo



B36 RIGATO bendaggio per supporto
Altezza: 6 cm ● Nero ● Grigio
Altezza: 8 cm ● Nudo ● Nero



B21 Bianco bendaggio autogrippante
Altezza: 13/24/30 cm
○ Bianco



B21 Nudo bendaggio autogrippante
Altezza: 5/14/18/32 cm
● Nudo



B21 Grigio bendaggio autogrippante
Altezza: 5/14/18/27 cm
● Grigio



B21 Nero bendaggio autogrippante
Altezza: 5/14 cm
● Nero



B42 Nero bendaggio autogrippante
Altezza: 27 cm
● Nero

FINITURE ELASTICHE E RIGIDE



B10 elastico per cinto con frangia
Altezza: 27/55 cm
 ● Crema




F18 orlatura rush cavallo piegata **Altezza:** 15 mm
 ● Nudo ● Nero ● Crema



F19 orlatura rush **Altezza:** 15 mm
 ● Nudo ● Nero ○ Bianco



F17 orlatura liscia cavallo lucida
Altezza: 20 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco
Altezza: 25 mm ● Nudo ● Nero ● Crema
Altezza: 30 mm ● Nudo ● Nero



F38 orlatura liscia cavallo leggera **Altezza:** 20 mm
 ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco



F25 stringa
 ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio



F11 fettuccia spigata
Altezza: 10 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco
Altezza: 15 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 20 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 25 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 35 mm ● Nudo ● Nero



F15 gallone rigido
Altezza: 20 mm ● Crema
Altezza: 25 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 30 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 35 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco

CHIUSURE



H06 ganci grossi
 ● Nudo ● Nero



H07 ganci microfibra piccoli doppi
 ● Nudo ● Nero ○ Bianco



H27 ganci microfibra piccoli semplici
 ● Nudo ● Nero ○ Bianco




H35 ganci microfibra medi doppi
 ● Nudo ● Nero



H36 ganci microfibra medi semplici
 ● Nudo ● Nero



135 stecca con ganci
Altezza: 24-32 cm ○ Bianco



H10 velcro asola
Altezza: 2 cm ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 3 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 5 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 10 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco



H14 velcro uncino
Altezza: 2 cm ● Nero ● Crema ○ Bianco
Altezza: 3 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 5 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 10 cm ● Crema ○ Bianco

STECCHIE



507 spirale
Larghezza Lunghezza
5 mm 10-32 cm



608 spirale
Larghezza Lunghezza
6 mm 10-44 cm



1110 spirale
Larghezza Lunghezza
11 mm 10-44 cm



910 rigilene cucibile
Larghezza Lunghezza
12 mm a metraggio



704 nastro acciaio rivestito
Larghezza Spessore Lunghezza
6,5 mm 0,4 mm 10-44 cm



1304 nastro acciaio rivestito
Larghezza Spessore Lunghezza
12 mm 0,38 mm 10-44 cm




1505 nastro acciaio rivestito
Larghezza Spessore Lunghezza
14 mm 0,6 mm 20-44 cm



1508 nastro acciaio rivestito
Larghezza Spessore Lunghezza
14 mm 0,8 mm 20-44 cm



1510 nastro acciaio rivestito
Larghezza Spessore Lunghezza
14 mm 1 mm 20-44 cm



2005 nastro acciaio inox
Larghezza Spessore Lunghezza
20 mm 0,5 mm 20-34 cm



2008 nastro acciaio rivestito
Larghezza Spessore Lunghezza
19 mm 0,75 mm 22-44 cm



2010 nastro acciaio rivestito
Larghezza Spessore Lunghezza
18 mm 1 mm 22-44 cm

VARIE



M17 puntale pelle
Larghezza: 24, 28, 33 mm
● Nudo ● Nero ● Crema




88/28 striscia tessuto piegato
Larghezza: 24, 28 mm
● Nudo ● Crema



88/33 striscia tessuto piegato
Larghezza: 33 mm
● Nudo ● Crema



M03/30 fibbia per velcro
Altezza: 30 mm
● Nickel



M03/35 fibbia per velcro
Altezza: 35 mm
● Nickel



PM99 punzoni per foratura ø 3,5 mm



PM13 punzoni per applicare occhiello M13



M13 occhiello ø 4 mm
Lunghezza: 5 mm
● Nudo ● Nero ● Crema ● Nickel



PM30 punzoni per applicare occhiello M30



M30 occhiello ø 5 mm
Lunghezza: 7 mm
● Nickel



PM01 punzoni per applicare ganci a scarpa M01



M01 gancio a scarpa
● Nickel



CORSETTI SPINALI
CORSETTI RIGIDI
CORSETTI SEMIRIGIDI
CORSETTI DINAMICI
RADDRIZZASPALLE
ORTESI ADDOMINALI
ORTESI PER ARTI
FUTURO
CRIOTERMICA
THERABAND
ACCESSORI

TLM srl
Via per Uboldo 48
21040 Gerenzano (VA)
Tel. +39 02 96480094
Fax +39 02 96480165

www.tlm.it
tlm@tlm.it



CORSETTI SPINALI
CORSETTI RIGIDI
CORSETTI SEMIRIGIDI
CORSETTI DINAMICI
RADDRIZZASPALLE
ORTESI ADDOMINALI
ORTESI PER ARTI
FUTURO
CRIOTERMICA
THERABAND
ACCESSORI

TLM srl
Via per Uboldo 48
21040 Gerenzano (VA)
Tel. +39 02 96480094
Fax +39 02 96480165
www.tlm.it
tlm@tlm.it

