





**TUTTI I
COLORI
DEL
BENESSERE**



**CATALOGO
2026**



INDICE

TLM - TUTTI I COLORI DEL BENESSERE • 6

CORSETTI SPINALI • 20

Spinfast.....	22
Back Up.....	30
Itaylor	32
Spinocross	36

CORSETTI RIGIDI • 40

Iperestensori.....	42
--------------------	----

CORSETTI SEMIRIGIDI • 44

Ipertex	46
Max/Maximo.....	50
Riccarda/Vittorio.....	52
Spring Plus.....	54
Summer.....	58
647	64

CORSETTI DINAMICI • 66

Crossover	68
Penta	74
Roll.....	76
Runner+/Winner+.....	80
Up	82
Rinforzo Regolabile	88
Rinforzo Fisso	94

RADDRIZZASPALLE • 98

Oplà/Dorsoplus.....	100
---------------------	-----

ORTESI ADDOMINALI • 104

ORTESI PER ARTI • 116

FUTURO • 120

CRIOTERMICA • 126

THERABAND • 132

ACCESSORI • 138

Realizzazione: Ellisse s.a.s. di Sergio Abate & C.

Direzione editoriale: Sergio Abate

Progetto grafico e impaginazione: studio allegropanico

Coordinamento redazionale: Debora Paolantonio

Immagini e illustrazioni: archivio TLM e archivio Adobe Stock

Stampato nell'anno 2026
presso AGF Printing Solutions - San Giuliano Milanese (MI)



Scarica il catalogo
in formato pdf

INDICE ALFANUMERICO DEI PRODOTTI

500/24	96
500/27	96
500/DRY	95
500/W	97
555/24	91
555/27	92
555/A/32	92
555/S/27	93
555/S/32	93
647	65
647/B/43	65
Alberta/14	107
Alberta/18	107

Back Up/48	31
Back Up/S/48	31
Back Up/Spi/48	31
Berta/16	107
Biagia	119
Bianca/13	106
Bianca/24	106
Bianca/30	106
Boston	110

Clelia	108
CRIOGEL	128
Crossbaby	73
Crossover/19	69
Crossover/26	69
Crossover/30	70
Crossover/34	70
Crossover/48	71
CrossoverPlus/19	72
CrossoverPlus/26	72
CVG/4787	125
CVG/7658	125

Denver	111
Dorsoplus	102

EPC 100	118
---------------	-----

Fede	115
First	89
Five/24	89
Five/28	89
Four/24	95

GMT 100	118
GMT/45975	123
GMT/4786	123
GMT/7657	123
GNC 1110	119
GNC OPEN	119
GNC PLUS	119
GNC/09189	124
GNC/4569	124
GNC/4616	124
GNC/4819	125
GNC/7658	124

Ilaria	114
Ilsa	90
Ipertex/44	47
Ipertex/52	48
Ipertex/58	48
Ipertex/S/52	49
Iris	114
Itaylor/48 b.40	34

Itaylor/S/34 b.56	34
Itaylor/S/48 b.48	35
Itaylor/S/48 b.56	35

Jolly	109
Jolly/10	109

Kit026	27
--------------	----

Max/30	51
Max/35	51
Maximo/30	51
Maximo/35	51

NEOARNICA	130
NEOARNICA BAMBOO PATCH	130

Oplà	102
Oplà 04/Jeans	101
Oplà 04/Sky	101
Otto	103

Pannelli per Ugo	113
Penta/24	75
Penta/28	75
PLS PLUS	118
PLS RIZ	118
PLS/09033	123
PLS/10770	122
PLS/4584 BEIGE	122
PLS/4584 NERO	122
PLS/46378	122
PLS/48462	125

Riccarda/35	53
Roll/14	79
Roll/20	78
Roll/26	77
Runner+	81

Sansone	111
Smart	91
Spi026	27
Spinfast	24
Spinfast/Grip	26
Spinfast/Plus	28
Spinfast/Plus/S	29
Spinfast/S	25
Spinocross/19	37
Spinocross/S/34	38
Spinocross/S/48	39
Sport & Work	108
Spring/50	57
Spring Plus/28	55
Spring Plus/34	55
Spring Plus/50	56
Summer/26	59
Summer/30	59
Summer/34	60
Summer/40	60
Summer/44	62
Summer/50	63
Summer/Jeans/26	62
Summer/Jeans/30	62
Summer/Jeans/34	62
Summer/S/34	61

T45BS	43
TERMOGEL	128
Tex	115

THERABAND	132
TLM 35	43
Ugo	112
Up/20	83
Up/28	83
Up/34	84
Up/40	84
Up/48	86
Up/647	86
Up/C/28	85
Up/Stom/28	85
Up/X/52	87

Vittorio/32	53
-------------------	----

Winner+	81
---------------	----

Zainet	103
--------------	-----

INDICE GENERALE DEI PRODOTTI

CORSETTI SPINALI	20
Spinfast	22
Spinfast	24
Spinfast/S	25
Spinfast/Grip	26
Spi026	27
Kit026	27
Spinfast/Plus	28
Spinfast/Plus/S	29
Back Up	30
Back Up/48	31
Back Up/S/48	31
Back Up/Spi/48	31
Itaylor	32
Itaylor/S/34 b.56	34
Itaylor/48 b.40	34
Itaylor/S/48 b.48	35
Itaylor/S/48 b.56	35
Spinocross	36
Spinocross/19	37
Spinocross/S/34	38
Spinocross/S/48	39

CORSETTI RIGIDI	40
Iperestensori	42
TLM 35	43
T45BS	43

CORSETTI SEMIRIGIDI	44
Ipertex	46
Ipertex/44	47
Ipertex/52	48
Ipertex/58	48
Ipertex/S/52	49
Max/Maximo	50
Max/30	51
Max/35	51
Maximo/35	51
Maximo/30	51
Riccarda/Vittorio	52
Riccarda/35	53
Vittorio/32	53
Spring Plus	54
Spring Plus/28	55
Spring Plus/34	55
Spring Plus/50	56
Spring/50	57
Summer	58
Summer/26	59
Summer/30	59
Summer/34	60
Summer/40	60
Summer/S/34	61
Summer/Jeans/30	62
Summer/Jeans/26	62
Summer/Jeans/34	62
Summer/44	62
Summer/50	63
647	64
647	65
647/B/43	65

CORSETTI DINAMICI	66
Crossover	68
Crossover/19	69
Crossover/26	69
Crossover/30	70
Crossover/34	70
Crossover/48	71
CrossoverPlus/19	72
CrossoverPlus/26	72
Crossbaby	73
Penta	74
Penta/24	75
Penta/28	75
Roll	76
Roll/26	77
Roll/20	78
Roll/14	79

Runner+/Winner+	80
------------------------------	-----------

Runner+	81
Winner+	81

Up	82
Up/20	83
Up/28	83
Up/34	84
Up/40	84
Up/C/28	85
Up/Stom/28	85
UP/647	86
Up/48	86
Up/X/52	87
Rinforzo Regolabile	88
Five/24	89
Five/28	89
First	89
Ilsa	90
Smart	91
555/24	91
555/27	92
555/A/32	92
555/S/27	93
555/S/32	93
Rinforzo Fisso	94
Four/24	95
500/DRY	95
500/24	96
500/27	96
500/W	97

RADDRIZZASPALLE	98
Oplà/Dorsoplus	100
Oplà 04/Sky	101
Oplà 04/Jeans	101
Oplà	102
Dorsoplus	102
Zainet	103
Otto	103

ORTESI ADDOMINALI	104
Bianca/13	106
Bianca/24	106
Bianca/30	106
Alberta/14	107
Alberta/18	107
Berta/16	107
Clelia	108
Sport & Work	108
Jolly	109
Jolly/10	109
Boston	110
Denver	111
Sansone	111
Ugo	112
Pannelli per Ugo	113
Iris	114
Ilaria	114
Tex	115
Fede	115

ORTESI PER ARTI	116
PLS RIZ	118
PLS PLUS	118
EPC 100	118
GMT 100	118
GNC 1110	119
GNC OPEN	119
BIAGIA	119
GNC PLUS	119

FUTURO	120
PLS/4584 NERO	122
PLS/10770	122
PLS/4584 BEIGE	122
PLS/46378	122
PLS/09033	123
GMT/7657	123
GMT/4786	123
GMT/45975	123
GNC/7658	124

GNC/4616	124
GNC/4569	124
GNC/09189	124
GNC/4819	125
CVG/7658	125
CVG/4787	125
PLS/48462	125

CRIOTERMICA	126
CRIOGEL	128
TERMOGEL	128
NEOARNICA	130
NEOARNICA BAMBOO PATCH	130

THERABAND	132
------------------------	------------

ACCESSORI	138
Pelotta TLM	140
Pressor	140
Pocket	140
Filo e spilli	140
Bretelle per spallacci	141
SIM	141
Tirante velcro	141
Baveno	142
Giove	142
Giunone	142
Stresa	142
Manon	142
Camogli	142
Gardenia	142
Modena	142
Vienna	143
Parigi	143
Madrid	143
B04 Damina	143
B24 Millerighe	143
B18 Rigato	143
B36 Rigato per supporto	143
B21 Microgrip	143
B42	143
B10	144
F18	144
F19	144
F17	144
F38	144
F25	144
F15	144
F11	144
H06	145
H07	145
H27	145
H35	145
H36	145
135	145
H10	145
H14	145
507	146
608	146
1110	146
910	146
704	146
1304	146
1505	146
1508	146
1510	146
2005	146
2008	146
2010	146
M17	147
88/28	147
88/33	147
M03/30	147
M03/35	147
PM99	147
PM13	147
M13	147
PM30	147
M30	147
PM01	147
M01	147



TUTTI I COLORI DEL BENESSERE

Da oltre 80 anni TLM progetta e produce in Italia dispositivi ortopedici riconosciuti come soluzioni terapeutiche efficaci, coniugando competenze artigianali, ricerca clinica e innovazione tecnologica.

Un approccio al prodotto orientato al comfort, alla sicurezza, all'affidabilità e alla durata nel tempo, nel rispetto dei più elevati standard di qualità.

ARTIGIANALITÀ E INNOVAZIONE

In TLM la tradizione sartoriale si integra con la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico: ogni prodotto nasce da un processo progettuale accurato e condiviso, e prende forma attraverso competenze manuali specializzate, materiali selezionati e controlli rigorosi.

Progettazione sinergica

In dialogo continuo con professionisti del settore medico, ortopedico e con i pazienti.

Materiali performanti

Selezione accurata di tessuti e componenti ad alte prestazioni.

Cucitura manuale


Ogni dispositivo è confezionato a mano da personale specializzato.

Controllo qualità

Verifica rigorosa di ogni fase produttiva.

Distribuzione capillare

Una rete completa in Italia e nei principali mercati esteri.



“*Siamo un'azienda storica, un'eccellenza italiana proiettata nel futuro, con un solo obiettivo: offrire sollievo e benessere, ogni giorno!*”






“Da più di 80 anni interpretiamo la tradizione manifatturiera italiana attraverso la costante ricerca dell'eccellenza.

EVOLUZIONE CONTINUA



*“Testi Leonardo Milano”
Le iniziali del Fondatore e della Città in cui nasce
l'azienda vengono realizzate seguendo le linee
della facciata del Duomo di Milano.*



*Nel 1964 da “Testi Leonardo Milano” l'azienda
diventa “Testi Leonardo Manifattura”
e si trasferisce da Milano a Uboldo.*



*Alla fine degli anni '70 il fondatore
Leonardo Testi cede l'attività ai tre figli.
Da “Testi Leonardo Milano” l'azienda diventa
“Prodotti TLM – Fratelli Testi”.*



*Anni '90: l'azienda in continua crescita ed
espansione si trasferisce da Uboldo a Gerezano,
dove ancora oggi risiedono gli uffici
e la sede produttiva.*

Nel corso della sua storia, TLM ha rinnovato più volte la propria identità visiva, accompagnando la crescita costante dell'azienda senza mai perdere coerenza e riconoscibilità.

IDENTITÀ E VISIONE

Ogni logo racconta una tappa del percorso di TLM: dalle origini artigianali legate alla prima sede nella città di Milano, fino a un linguaggio grafico sempre più essenziale e contemporaneo, in grado di rappresentare la spinta continua verso la ricerca, l'innovazione e la qualità certificata.

Un'evoluzione permanente che testimonia la solidità, il know-how, la visione industriale e l'attenzione costante di TLM al futuro e agli sviluppi del settore.



VALORI E RISULTATI

In TLM siamo convinti che il successo non si misuri solo in termini economici.

Riteniamo altrettanto importanti la soddisfazione dei nostri clienti e dei collaboratori, la sostenibilità dei nostri prodotti e gli effetti positivi che l'azienda può generare per la comunità.

“*Trasformare un momento di sofferenza in un sorriso è la migliore gratificazione che si possa ottenere dal nostro lavoro.*”

TLM IN CIFRE



- Più di 65.000 prodotti ogni anno, 100% made in Italy
- Oltre 80 anni di storia
- 32 dipendenti interni
- 39 collaboratori esterni
- Oltre 1.200 punti vendita in Italia
- 7.000 spedizioni annuali
- 11 categorie di prodotti
- 0.03% reclami sui pezzi prodotti.

(rif. anno 2025)



TLM PER IL SOCIALE

TLM collabora da anni con CLS, Cooperativa Sociale di Saronno, una realtà attiva dal 1983 nella promozione di percorsi di inserimento sociale e lavorativo per persone con disabilità intellettive, psico-fisiche o in situazione di svantaggio sociale.

Valorizzando le competenze di questi lavoratori e integrandole in azienda, TLM contribuisce in modo concreto alla costruzione di un modello sociale più equo e inclusivo.



DESIGN E MATERIALI UNICI

Ricerca tessile e innovazione tecnologica ci consentono di sviluppare materiali e prodotti d'eccellenza, per rispondere alle specifiche esigenze di medici e pazienti.

SICURI E CONFORTEVOLI

La selezione dei materiali è centrale nello sviluppo dei dispositivi TLM. Ogni tessuto viene studiato e selezionato per garantire resistenza, traspirabilità, adattabilità anatomica, sicurezza a contatto con la pelle e durata nel tempo.



TESSUTI E TELE ARMATE

- Bendaggio MICROGRIP
- Tessuto Traforato
- Tessuto Jeans
- Tessuto Gardenia
- Tessuto broccato e fodera
- TLMTEX MICROSENSE

TLMTEX® MICROSENSE

Frutto della ricerca TLM, **TLMTEX® con tecnologia Microsense** utilizza una struttura a micro e multi-filamenti per offrire elevate prestazioni meccaniche e una sensazione di morbidezza costante a contatto con la pelle.



TLMTEX®, inoltre, favorisce la traspirazione e la regolazione termica, rendendo l'uso dei dispositivi TLM confortevole in ogni stagione e ideale per un uso quotidiano.

CURA DEI DETTAGLI

Utilizziamo solo velcro cimosato: a differenza del taglio laser, la cimoso evita sfilacciamenti e mantiene i bordi morbidi, assicurando durata e comfort. La maggior parte dei nostri corsetti prevede la possibilità di sostituire le stecche paravertebrali con altre stecche di spessore diverso per rispondere alle esigenze terapeutiche.



“*In TLM teniamo in grande considerazione anche il design e lo stile dei nostri prodotti: funzionali e contemporanei al tempo stesso.*”





La funzionalità dell'ortesi spinale si basa su un'azione biomeccanica mirata, che riduce il carico sulla colonna vertebrale e favorisce una postura più corretta, contribuendo al controllo del dolore e al recupero funzionale.

Cingendo il basso addome e il tronco, l'ortesi determina un aumento della pressione intra-addominale (A nella figura sotto). Poiché la cavità peritoneale contiene liquidi non comprimibili, le forze indotte (B e C) si riflettono superiormente e posteriormente, provocando una diminuzione del carico sul rachide e una riduzione della sintomatologia dolorosa (D).



L'ortesi favorisce una distribuzione del carico più uniforme e protetta, riducendo la compressione sui dischi vertebrali. Inoltre, limita i movimenti di flessione-estensione e rotazione potenzialmente dannosi.



BENEFICI VERIFICATI DAGLI STUDI SCIENTIFICI

Tra il 2020 e il 2023 TLM ha condotto un'importante indagine scientifica per approfondire l'efficacia delle ortesi spinali nel trattamento delle fratture vertebrali da fragilità.

I RISULTATI DELLA RICERCA S.O.F.T.


La ricerca S.O.F.T. (Survey Ortesi Fratture Tronco) si è sviluppata in due fasi. La prima ha coinvolto oltre cento fisiatri su tutto il territorio nazionale, analizzando le modalità di prescrizione delle ortesi spinali.

La seconda ha valutato pazienti con fratture vertebrali da fragilità (VFF) trattati con il corsetto TLM Spinfast, monitorandone l'efficacia tramite questionari clinicamente validati.

In parallelo, è stata condotta una mini-review della letteratura scientifica per valutare l'impatto delle ortesi spinali su dolore, funzionalità e qualità della vita nei pazienti con OVf (Fratture Vertebrali Osteoporotiche).

LO STUDIO IN SINTESI

- Due fasi di studio
- Coinvolti oltre 100 fisiatri
- Pazienti con OVf trattati con corsetto Spinfast
- Review e confronto con 9 studi pubblicati



PubMed



PubMed



PubMed



VALENZA TERAPEUTICA

I dati raccolti confermano l'efficacia dei dispositivi TLM nel migliorare la postura, ridurre il dolore e favorire l'autonomia nelle attività quotidiane.

Lo studio TLM è stato confrontato con altri nove lavori pubblicati tra il 2000 e il 2024. Dall'analisi emerge che le ortesi a iperestensione dinamica, come Spinfast®, mostrano potenziali benefici, in particolare nel miglioramento della forza muscolare del tronco.

RISCONTRI CLINICI

- Riduzione significativa del dolore dopo 12 settimane
- Miglioramento della cifosi
- Maggiore libertà di movimento
- Incremento dell'autonomia
- Aumento della forza muscolare



I corsetti con fasce indipendenti consentono una regolazione personalizzata evitando compressioni potenzialmente dannose. Gli spallacci imbottiti inducono un'iperestensione controllata della colonna, con benefici clinici rilevanti.

“*Gli ottimi risultati riscontrati ci permettono di dire, senza presunzione, di saper offrire l'eccellenza del mercato.*”

PREMI E CERTIFICAZIONI

Scegliere di indossare un capo TLM significa scegliere di prendersi cura di sé a tutto tondo, adottando soluzioni ortopediche certificate e premiate.

Ogni supporto ortopedico TLM nasce come dispositivo di comfort, protezione e cura.
In una parola: benessere.



TLM è una società italiana che produce interamente in Italia



TLM è certificata ISO9001 e ISO13485 dal 1997 (tra le prime del settore a ottenere la certificazione)



TLM utilizza materie prime di prima scelta conformi allo standard Oeko-Tex: non contengono sostanze tossiche né per l'uomo né per l'ambiente. Non irrita la pelle. Ideali per pelli sensibili.



TLM ha vinto nel 2016 il premio Orthopedic Awards nella categoria "Industria".



TLM produce dispositivi medici CE in maniera artigianale; cuciti a mano da bustaie ortopediche.



Scarica le nostre certificazioni




TLM ha vinto nel 2018 la menzione d'onore al Compasso d'Oro con il corsetto Spinfast.

UNA GAMMA COMPLETA PER UN BENESSERE TOTALE


Oltre alla produzione originale della corsetteria e delle ortesi artigianali made in Italy, TLM amplia la propria offerta di prodotti per la salute e il benessere distribuendo questi prestigiosi marchi internazionali, leader di settore.

THERABAND™




THERABAND, prodotti dalla qualità eccezionale per la riabilitazione professionale e domestica. È il marchio più prestigioso del settore.

FUTURO
BRACES & SUPPORTS



FUTURO, ortesi per gli arti e il tronco dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Marchio di 3M, multinazionale statunitense che opera, fra gli altri, anche nel settore salute.

CRIOTERMICA®
TLM
PER IL TUO BENESSERE



La linea Criotermica TLM, con i suoi prodotti naturali, genera un effetto di benessere immediato e duraturo.

“La ricchezza delle soluzioni proposte ci consente di stare al fianco dei nostri pazienti con risposte mirate alle diverse esigenze di riabilitazione e recupero.

TUTTI I COLORI DEL BENESSERE




CORSETTI SPINALI

**PER LA PREVENZIONE
E LA CURA DELLE FRATTURE
VERTEBRALI DA FRAGILITÀ
O TRAUMATICHE**


*Realizzati con tessuti elastici
altamente performanti
e progettati per l'inserimento
di una placca spinale.*

I filati più resistenti garantiscono stabilità e sostegno al tratto vertebrale interessato, mentre i filati più elastici donano morbidezza, comfort e ottima vestibilità. L'utilizzo dei corsetti spinali, sfruttando il principio di biomeccanica e il sostegno derivante dalle placche spinali, consente di trattare al meglio le fratture vertebrali, secondo i protocolli presenti in letteratura.



SPINFAST®

La linea SPINFAST® è caratterizzata dalla presenza della placca spinale e della bretella antero-posteriore, entrambe ideate da TLM e protette da copyright.



È progettata con il tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort. I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche paravertebrali permettono la stabilizzazione dell'articolazione sacro-iliaca. Le stecche paravertebrali sono estraibili ed utilizzabili al bisogno.

SPINFAST® è progettata con una tasca imbottita per contenere la placca spinale senza arrecare fastidio al paziente.

L'unione di questi elementi rende l'ortesi utilizzabile in molteplici configurazioni atte a garantire differenti risposte terapeutiche.

La linea **SPINFAST®** garantisce la cura delle fratture vertebrali traumatiche e delle fratture da fragilità che interessano l'intero tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

La bretella imbottita antero-posteriore contrasta l'ipercifosi, migliorando la postura e la qualità di vita del paziente (mantenimento del baricentro corporeo all'interno del poligono di appoggio, orizzontalità dello sguardo, maggior capacità respiratoria, minor dolore).

1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura anteriore in VELCRO oppure in MICROGRIP
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 2 stecche posteriori (mm 15 x 0.80)
5. Placca spinale in lega leggera di alluminio
6. Bretelle antero-posteriori imbottite



Legenda icone



Placche Spinali

Le placche spinali sono realizzate in lega leggera di alluminio e progettate con un disegno esclusivo, a protezione delle apofisi spinose. Devono essere modellate manualmente dal tecnico ortopedico in base alla morfologia del rachide del paziente e inserite nelle ortesi vertebrali in un'apposita tasca imbottita, morbida e confortevole. Sono di altezze differenti a seconda del tratto vertebrale da proteggere.

- Le placche spinali **TLM SPIN** che si sviluppano solamente in verticale garantiscono controllo e/o limitazione della flessione-estensione del rachide e protezione delle vertebre fratturate.
- Le placche spinali **TLM TECLA** si sviluppano anche in orizzontale con una losanga a livello sacro-iliaco. Garantiscono controllo e stabilizzazione sia della flessione-estensione del rachide sia del bending laterale.

CONFIGURAZIONI


- **Strong** (rigido): utilizzo concomitante della placca spinale e delle stecche paravertebrali.
- **Normal** (semirigido): utilizzo della singola placca spinale.
- **Light** (dinamico): utilizzo delle sole stecche paravertebrali.

TRE ortesi in un solo acquisto.

Tutte le caratteristiche descritte rendono la linea **SPINFAST®** estremamente versatile, fornendo al paziente, in un'unica ortesi, molteplici prestazioni. **SPINFAST®** può quindi essere utilizzata sia in presenza di sintomi acuti sia in situazioni di gravi cronicità, nel post-acuto e durante la fase riabilitativa per il pieno recupero e il rientro alla normale attività di tutti i giorni.



Placca spinale
TLM SPIN




Placca spinale
TLM TECLA



SPINFAST®

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Spin



MD CE

Tratto colonna: D4-L5 ● Nero



Disponibile nelle versioni

Altezza post.	42	48	53
Altezza ant.	14	17	17
Altezza placca spinale	36	44	49

Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125

Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Ipercifosi
Artrosi
Morbo di Scheuermann



video
indossamento



SPINFAST®/S

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Spin



MD CE

Tratto colonna: D4-L5 ● Nero



Disponibile nelle versioni

Altezza post.	42	48	53
Altezza ant.	16/24	16/26	16/26
Altezza placca spinale	36	44	49

Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125

Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Ipercifosi
Artrosi
Morbo di Scheuermann




video
indossamento





SPINFAST®/GRIP

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Spin



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L5

● Grigio



Disponibile nelle versioni

Altezza post.	42	48
Altezza ant.	14	17
Altezza placca spinale	36	44

Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	90	97	107	120
a cm	82	95	105	115	130	150

Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Ipercifosi
Artrosi
Morbo di Scheuermann



video
indossamento

MADE IN ITALY

SPI026


Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Spin



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L5

● Nero



1. Velcro asola per eventuale utilizzo
del rinforzo lombare



Circonferenza vita

Misura	1	2	3
da cm	60	80	105
a cm	80	105	130

Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Ipercifosi
Artrosi
Morbo di Scheuermann




video
indossamento

MADE IN ITALY



KIT026

Rinforzo lombare removibile +
imbottitura ascellare per gli spallacci




CORSETTI SPINALI - SPINFAST®



SPINFAST®/PLUS

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Tecla



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L5

Grigio



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

- Osteoporosi
- Fratture vertebrali
- Cedimenti vertebrali
- Ipercifosi
- Artrosi
- Sindrome di Pisa
- Stabilizzazione sacro-iliaca



video
indossamento

MADE IN ITALY



SPINFAST®/PLUS/S

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori e placca spinale TLM Tecla



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 16/26 cm
Tratto colonna: D4-L5

Grigio



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

- Osteoporosi
- Fratture vertebrali
- Cedimenti vertebrali
- Ipercifosi
- Artrosi
- Sindrome di Pisa
- Stabilizzazione sacro-iliaca




CORSETTI SPINALI - SPINFAST®

BACK UP

La linea BACK UP è caratterizzata dalla presenza della placca spinale e dalla possibilità di regolazione in altezza del fulcro delle bretelle.

È progettata con il tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort. I tiranti in bendaggio elastico **MICROGRIP** che originano dalle stecche paravertebrali permettono una forte azione di supporto. Le bretelle morbide, con possibilità di regolazione in altezza del fulcro tramite velcro, permettono di ottenere una gestione personalizzata dell'assetto posturale del tratto dorsale e delle spalle. L'ortesi può essere utilizzata con e senza placca, a seconda della necessità, al fine di ottenere differenti risposte terapeutiche. Per le placche spinali e le configurazioni vedi pag. 23. La linea **BACK UP** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

Legenda icone



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura anteriore in MICROGRIP
3. Tiranti in bendaggio elastico MICROGRIP
4. 2 stecche posteriori (mm 15 x 0,80)
5. Placca spinale in lega leggera di alluminio
6. Bretelle morbide

BACK UP/48

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci e placca spinale
TLM Tecla



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5
Disponibile in versione doppia fascia nel modello BACK UP/S/48



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Artrosi
Sindrome di Pisa
Traumi severi
Stabilizzazione sacro-iliaca



video
indossamento

MADE IN ITALY

BACK UP/SPI/48

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci e placca spinale
TLM Spin



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 18 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Osteoporosi
Fratture vertebrali
Cedimenti vertebrali
Artrosi
Dorso-lombalgia
Traumi severi



video
indossamento



3 ITAYLOR

La linea ITAYLOR è caratterizzata dalla presenza della placca spinale TLM TAYLOR con una losanga di larghezza variabile e dalla possibilità di regolazione in altezza del fulcro delle bretelle.

È progettata con il tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

I tiranti in bendaggio elastico **MICROGRIP** che originano dalle stecche paravertebrali permettono una forte azione di supporto.


Le bretelle morbide, con possibilità di regolazione in altezza del fulcro tramite velcro, permettono di ottenere una gestione personalizzata dell'assetto posturale del tratto dorsale e delle spalle.

La linea **ITAYLOR** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.


Legenda icone



Unisex



Tessuto
TLMTEX®
MICROSENSE



Doppia
fascia
speciale



1. Tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**
2. Chiusura anteriore in **MICROGRIP**
3. Tiranti in bendaggio elastico **MICROGRIP**
4. 2 stecche posteriori (mm 15 x 0,80)
5. Placca spinale **TLM TAYLOR** in lega leggera di alluminio
6. Bretelle morbide



Placche Spinali

Le placche spinali **TLM TAYLOR** sono realizzate in lega leggera di alluminio e sono state progettate con un disegno esclusivo, affinché vengano protette le apofisi spinose.


Devono essere modellate manualmente dal tecnico ortopedico in base alla morfologia del rachide del paziente e successivamente inserite all'interno delle ortesi vertebrali tramite un'apposita tasca imbottita che garantisce morbidezza e comfort.

Le placche spinali **TLM TAYLOR** sono di altezze differenti a seconda del tratto vertebrale da proteggere e con una losanga di larghezza variabile. Le placche spinali **TLM TAYLOR**, tramite una losanga posta a livello sacro-iliaco, garantiscono controllo e/o stabilizzazione sia della flessione-estensione del rachide che del bending laterale. Per un maggior controllo dell'articolazione sacro-iliaca sono disponibili tre differenti sviluppi della losanga fino alle creste iliache anteriori.

- Base 40 cm
- Base 48 cm
- Base 56 cm

CONFIGURAZIONI


- **Strong** (rigido): utilizzo concomitante della placca spinale e delle stecche paravertebrali
- **Normal** (semirigido): utilizzo della singola placca spinale.



Placca spinale **TLM TAYLOR**

ITAYLOR/S/34 B.56

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con placca spinale TLM Taylor base cm 56



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 18/30 cm ● Grigio
Tratto colonna: D8-L5




Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Fratture vertebrali multiple
Fratture di bacino
Artrosi
Traumi severi
Decorso post-operatorio
Stabilizzazione sacro-iliaca

ITAYLOR/48 B.40

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci e placca spinale
TLM Taylor base cm 40



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5




Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Fratture vertebrali multiple
Fratture di bacino
Artrosi
Traumi severi
Decorso post-operatorio
Stabilizzazione sacro-iliaca

ITAYLOR/S/48 B.48

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci e placca spinale
TLM Taylor base cm 48



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 20/27 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	68	78	88	98	108	118	128
a cm	80	94	104	114	125	135	145

Fratture vertebrali multiple
Fratture di bacino
Artrosi
Traumi severi
Decorso post-operatorio
Stabilizzazione sacro-iliaca




video
indossamento

MADE IN ITALY

ITAYLOR/S/48 B.56

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci e placca spinale
TLM Taylor base cm 56



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 20/27 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	68	78	88	98	108	118	128
a cm	80	94	104	114	125	135	145

Fratture vertebrali multiple
Fratture di bacino
Artrosi
Traumi severi
Decorso post-operatorio
Stabilizzazione sacro-iliaca



video
indossamento

MADE IN ITALY

4 SPINOCROSS

La linea SPINOCROSS è caratterizzata dalla presenza della placca spinale.

È progettata con il tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano un'azione di supporto regolabile e personalizzabile.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. Le placche spinali sono di altezze differenti a seconda del tratto vertebrale da proteggere.


Per le configurazioni delle placche spinali vedi pag. 23.

La linea SPINOCROSS garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

Legenda icone



Unisex



Tessuto TLMTEX® MICROSENSE



Doppia fascia speciale



Bretella personalizzabile



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura anteriore in MICROGRIP
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 15 x 0.50)
5. Placca spinale in lega leggera di alluminio

SPINOCROSS/19

Corsetto spinale lombo-sacrale con placca spinale TLM Spin cm 16



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D12-L5

● Grigio



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135



Artrosi
Spondilolisi
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi severi
Decorso post-operatorio
Sacralgia




video indossamento





SPINOCROSS/S/34

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con placca spinale TLM Spin cm 30



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 16/21 cm ● Grigio
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	63	79	89	99	109	119	129
a cm	78	88	98	108	120	135	145

- Artrosi
- Spondilolisi
- Spondilolistesi
- Ernia discale
- Traumi severi
- Decorso post-operatorio




video
indossamento

MADE IN ITALY



SPINOCROSS/S/48

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale
con spallacci
e placca spinale TLM Spin cm 44



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 18-26 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	63	79	89	99	109	119	129
a cm	78	88	98	108	120	135	145

- Artrosi
- Spondilolisi
- Spondilolistesi
- Ernia discale
- Traumi severi
- Decorso post-operatorio



video
indossamento

MADE IN ITALY



CORSETTI SPINALI - SPINOCROSS

CORSETTI RIGIDI

**PER LA CURA DELLE
FRATTURE VERTEBRALI,
BLOCCANDO IL MOVIMENTO**

*Realizzati con un telaio in lega leggera
di alluminio, telescopico, regolabile
e modellabile in base alla morfologia
del paziente.*

L'utilizzo dei corsetti rigidi, sfruttando il principio dell'antagonismo dei 3 punti di spinta, consente di gestire le fratture vertebrali traumatiche del paziente con un'immobilizzazione efficace e un'iperestensione controllata della colonna vertebrale.



5 IPERESTENSORI

Gli iperestensori sono caratterizzati da 3 punti di spinta: due anteriormente e uno posteriormente.

Sono realizzati con un telaio telescopico a cornice in lega leggera di alluminio, modellabile manualmente dal tecnico ortopedico.

I 3 punti di spinta (pelotta sternale, banda pelvica e placca dorso-lombare) sono imbottiti e rivestiti in simil pelle per garantire comfort e vestibilità.

La pelotta sternale è snodata e con differenti possibilità di regolazione.

La banda pelvica basculante (con ritorno a molla) può essere bloccata nella posizione desiderata tramite l'inserimento di appositi perni di bloccaggio.

La placca dorso-lombare può essere posizionata orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze.

Gli iperestensori garantiscono un'immobilizzazione efficace e un'iperestensione controllata della colonna vertebrale, necessaria in casi di fratture vertebrali traumatiche che interessano il tratto dorso-lombare.

Legenda icone



1. Pelotta sternale
2. Banda pelvica
3. Placca dorso-lombare
4. Chiusura a scatto con regolazione della cintura

TLM 35

Iperestensore basculante



MD CE

Tratto colonna: D10-L3



Tabella vestibilità

	S	MS	M	ML
Circonferenza bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90
Altezza sterno/pube cm	39/46	39/43	42/49	45/52
	LS	L	XLS	XL
Circonferenza bacino cm	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza sterno/pube cm	42/49	45/52	45/52	49/56

Fratture vertebrali traumatiche

T45BS

Iperestensore basculante con snodo sottoascellare



MD CE

Tratto colonna: D10-L3



Tabella vestibilità

	S	MS	M	ML
Circonferenza bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90
Altezza sterno/pube cm	39/46	39/43	42/49	45/52
	LS	L	XLS	XL
Circonferenza bacino cm	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza sterno/pube cm	42/49	45/52	45/52	49/56

Fratture vertebrali traumatiche




CORSETTI SEMIRIGIDI

**PER LA CURA DELLA
PATOLOGIA, CONTROLLANDO
IL MOVIMENTO**

Realizzati con tessuti semirigidi altamente performanti, nei quali si intrecciano in maniera calibrata componenti rigidi ed elastici. Talvolta in aggiunta vi è anche una fodera interna. In questa categoria rientrano i cosiddetti corsetti 'stoffa e stecche'.

I filati rigidi garantiscono sostegno e controllo al tratto vertebrale interessato, mentre i filati elastici donano una confortevole vestibilità e un'armoniosa linea estetica.



6 IPERTEX®

La linea IPERTEX® è caratterizzata dalla presenza della bretella antero-posteriore e da un sistema di tiranti che agisce tramite fibbie.

È progettata con il tessuto **GARDENIA**, in cotone elasticizzato.



I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano una forte azione di controllo, regolabile e personalizzabile grazie alla presenza delle fibbie in acciaio.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi.

La presenza delle bretelle imbottite a trazione antero-posteriore, mantenendo le spalle in posizione corretta, permette di ottenere un effetto di iperestensione controllata della colonna e stabilizzazione del rachide.

La linea **IPERTEX®** garantisce un efficace contrasto dell'ipercifosi, migliorando la postura e la qualità di vita del paziente.

Legenda icone



1. Tessuto semirigido **GARDENIA**
2. Chiusura anteriore in velcro oppure in **MICROGRIP**
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato con fibbie
4. 2 stecche posteriori (mm 20 x 0.8)
5. Bretelle antero-posteriori imbottite

IPERTEX®/44

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 44 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L3

● Nudo



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Ipercifosi
Artrosi
Dorsolombalgia
Ernia discale
Decorso post-operatorio
Traumi moderati



video
indossamento



IPERTEX®/52

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 52 cm / ant. 18 cm
Tratto colonna: D4-L5
Variante in altezza 58 cm



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125

Ipercifosi
Artrosi
Dorsolombalgia
Ernia discale
Decorso post-operatorio
Traumi moderati



video
indossamento

MADE IN ITALY



IPERTEX®/S/52

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 52 cm / ant. 16/26 cm
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130	145
da cm	65	70	80	90	100	110	120	135
a cm	72	83	93	103	113	125	135	150

Ipercifosi
Artrosi
Dorsolombalgia
Ernia discale
Decorso post-operatorio
Traumi moderati



video
indossamento

MADE IN ITALY

CORSETTI SEMIRIGIDI - IPERTEX®

MAX MAXIMO

La linea MAX/MAXIMO è caratterizzata dalla presenza di un tessuto in cotone con fodera in cotone e da un supporto dorso-lombare rimovibile.

È progettata con il tessuto **MANON** foderato **MODENA**.

La chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto microgrip garantisce morbidezza, comfort e possibilità di tensionature differenti.


Il rinforzo in bendaggio elastico è regolabile in altezza e rimovibile, garantendo una forte azione di controllo dorso-lombare, personalizzabile nella posizione più corretta per il paziente. Le stecche posteriori paravertebrali e laterali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi.

La linea **MAX/MAXIMO** garantisce la cura delle patologie crónico-degenerative che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, grazie alla massima spinta biomeccanica raggiunta dall'unione della struttura semirigida e dall'importante steccatura.

Legenda icone



Unisex



Doppia fascia speciale



1. Tessuto in cotone foderato
2. Chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto MICROGRIP
3. Rinforzo (rimovibile) in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 15 x 0.8)
5. Tasca per facilitare l'indossamento

MAX/30

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 30 cm / ant. 18/24 cm ● Nudo
Tratto colonna: D10-S1
Variante in altezza: post. 35 cm / ant. 22/30 cm




Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	63	70	80	90	100
a cm	72	82	92	102	113
Misura	120	130	145		
da cm	110	123	138		
a cm	125	140	155		

Artrosi
Lombalgia cronica
Spondilolisi
Ernia discale
Traumi moderati
Esiti di fratture e cedimenti

MAXIMO/35

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 35 cm / ant. 22/30 cm ● Nudo
Tratto colonna: D8-S1
Variante in altezza: post. 30 cm / ant. 18/24 cm



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	63	70	80	90	100
a cm	72	82	92	102	113
Misura	120	130	145	160	
da cm	110	123	138	153	
a cm	125	140	155	170	

Artrosi
Lombalgia cronica
Spondilolisi
Ernia discale
Traumi moderati
Esiti di fratture e cedimenti



video indossamento

8 RICCARDA VITTORIO

La linea **RICCARDA/VITTORIO** è caratterizzata dalla presenza di un tessuto in cotone con fodera in cotone e da un tessuto elastico in maglia.

È progettata con il tessuto **GIUNONE (RICCARDA)** e **MANON (VITTORIO)**, foderati in **MODENA** e maglia elastica **VIENNA** ai fianchi.

La chiusura anteriore a tre velcri indipendenti garantisce possibilità di tensionature differenti.

Le stecche posteriori fisse sono rinforzate alle estremità con puntali in pelle.

La linea **RICCARDA/VITTORIO** garantisce la cura delle patologie cronico-degenerative che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, grazie alla massima spinta biomeccanica raggiunta dall'unione della struttura semirigida e dall'importante steccatura.



1. Tessuto in cotone foderato
2. Maglia elastica ai fianchi
3. Chiusura anteriore a tre velcri
4. 4 stecche posteriori (mm. 15 x 0,80 – Riccarda) (mm. 20 x 0,80 – Vittorio)
5. Puntali in pelle di rinforzo alle stecche

RICCARDA/35

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale donna **MD CE**
 Altezza: post. 35 cm / ant. 23 cm ● Nudo
 Tratto colonna: D8-S1



Circonferenza vita

Misura	65	70	75	80	85	90	95
da cm	69	74	79	84	89	94	99
a cm	73	78	83	88	93	98	103
Misura	100	105	110	115	120	125	130
da cm	104	109	114	119	124	129	134
a cm	108	113	118	123	130	135	140

Artrosi
 Lombalgia cronica
 Spondilolisi
 Ernia discale
 Traumi moderati
 Esiti di fratture e cedimenti

VITTORIO/32

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale uomo **MD CE**
 Altezza: post. 32 cm / ant. 25 cm ● Crema
 Tratto colonna: D8/D10-L5



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95	100
da cm	75	80	85	90	95	100	105
a cm	79	84	89	94	99	104	109
Misura	105	110	115	120	125	130	
da cm	110	115	120	125	130	135	
a cm	114	119	124	129	134	139	

Artrosi
 Lombalgia cronica
 Spondilolisi
 Ernia discale
 Traumi moderati
 Esiti di fratture e cedimenti



9 SPRING PLUS

La linea **SPRING PLUS** è caratterizzata dalla presenza di una chiusura anteriore molto confortevole e da un sistema di tiranti regolabili con velcro.

È progettata con il tessuto **GARDENIA**, in cotone elasticizzato.

La chiusura anteriore in tessuto **MICROGRIP** garantisce morbidezza, comfort e ottima vestibilità.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche paravertebrali permettono un'azione di controllo, regolabile e personalizzabile.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi.

La linea **SPRING PLUS** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.




1. Tessuto semirigido **GARDENIA**
2. Chiusura anteriore in tessuto **MICROGRIP**
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0.6)

Legenda icone



Unisex



Doppia fascia speciale



SPRING PLUS/28

Corsetto semirigido lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 18 cm
Tratto colonna: D10-L5

Nudo



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio

SPRING PLUS/34

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 18 cm
Tratto colonna: D8-L5

Nudo



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio





SPRING PLUS/50

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale con spallacci



MD CE

Altezza: post. 50 cm / ant. 18 cm
Tratto colonna: D4-L5

Nudo



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

- Artrosi
- Dorsolombalgia
- Spondilolistesi
- Ernia discale
- Traumi moderati
- Patologie reumatologiche
- Decorso post-operatorio



SPRING/50

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale con spallacci



MD CE

Altezza: post. 50 cm / ant. 22/27 cm
Tratto colonna: D4-L5

Nudo



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130	145
da cm	65	76	87	98	109	119	129	144
a cm	75	86	97	108	119	130	145	160

- Artrosi
- Dorsolombalgia
- Spondilolistesi
- Ernia discale
- Traumi moderati
- Patologie reumatologiche
- Decorso post-operatorio



video
indossamento



CORSETTI SEMIRIGIDI - SPRING PLUS

10 SUMMER

La linea SUMMER è caratterizzata dalla presenza di un sistema di tiranti che agisce tramite fibbie.

È progettata con il tessuto **GARDENIA**, in cotone elasticizzato.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano una forte azione di controllo, regolabile e personalizzabile grazie alla presenza delle fibbie in acciaio.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. La linea **SUMMER** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

La linea **SUMMER/JEANS** ha una chiusura anteriore velcro 'velour', che la rende particolarmente morbida, e le fibbie in plastica.




1. Tessuto semirigido GARDENIA
2. Chiusura anteriore in velcro
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato con fibbie
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0.6)

Legenda icone



Unisex



Doppia fascia speciale



SUMMER/26

Corsetto semirigido lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 18 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nudo



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio



video
indossamento

MADE IN ITALY

SUMMER/30

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 30 cm / ant. 19 cm
Tratto colonna: D10-L5

● Nudo



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio


SUMMER/34

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 20 cm
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

- Artrosi
- Lombalgia
- Spondilolistesi
- Ernia discale
- Traumi moderati
- Decorso post-operatorio



video
indossamento


SUMMER/40

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 40 cm / ant. 21 cm
Tratto colonna: D6-L5



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

- Artrosi
- Dorsolombalgia
- Spondilolistesi
- Ernia discale
- Traumi moderati
- Decorso post-operatorio

SUMMER/S/34

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 20/26 cm
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	65	75	85	95	105	115	125
a cm	78	88	98	108	120	130	140

- Artrosi
- Lombalgia
- Spondilolistesi
- Ernia discale
- Traumi moderati
- Decorso post-operatorio





SUMMER/JEANS/30

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 30 cm / ant. 19 cm
Tratto colonna: D10-L5
Disponibile nelle altezze retro
cm 26 (modello SUMMER/JEANS/26)
e cm 34 (modello SUMMER/JEANS/34)



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	119
a cm	75	86	97	108	119	134

Artrosi
Lombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio



video
indossamento

SUMMER/44

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale
con spallacci



MD CE

Altezza: post. 44 cm / ant. 17 cm
Tratto colonna: D4/D6-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	120
a cm	75	86	97	108	119	133

Artrosi
Dorsolombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Decorso post-operatorio

SUMMER/50

Corsetto semirigido
toraco-lombo-sacrale
con spallacci



MD CE

Altezza: post. 50 cm / ant. 22 cm
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	65	76	87	98	109	120	130
a cm	75	86	97	108	119	133	143

Artrosi
Dorsolombalgia
Spondilolistesi
Ernia discale
Traumi moderati
Patologie reumatiche
Decorso post-operatorio



video
indossamento



647


La linea 647 è caratterizzata dalla presenza di tiranti dorsali che consentono di contrastare l'ipercifosi senza l'utilizzo della bretella.

È progettata con il tessuto elastico **MICROGRIP**. La chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto microgrip garantisce morbidezza, comfort e possibilità di tensionature differenti.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano a livello scapolare esercitano una forte azione di contrasto dell'ipercifosi, regolabile e personalizzabile. Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. Al modello **647** possono essere applicate le bretelle per spallacci disponibili in tre diversi modelli (vedi pag. 141).

La linea **647** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, anche in presenza di complicanze post-chirurgiche (mastectomia), oppure patologie afferenti agli arti superiori (per esempio linfedemi).

Legenda icone



1. Tessuto elastico **MICROGRIP**
2. Chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto **MICROGRIP**
3. Tiranti dorsali in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (2 da mm 20 x 0,80 e 2 da mm 15 x 0,80)
5. Tasca per facilitare l'indossamento

647

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale (all'occorrenza con spallacci)



MD CE

Altezza: post. 47 cm / ant. 20/32 cm • Nudo
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130	145
da cm	62	82	92	102	112	122	132	140
a cm	81	91	101	111	121	131	141	160

Cedimenti vertebrali
Dorsolombalgia
Artrosi
Decorso post-operatorio



video indossamento

MADE IN ITALY

647/B/43

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale (all'occorrenza con spallacci)



MD CE

Altezza: post. 43 cm / ant. 16/26 cm • Nudo
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	62	82	92	102	112	122	132
a cm	81	91	101	111	121	131	141

Cedimenti vertebrali
Dorsolombalgia
Artrosi
Decorso post-operatorio



CORSETTI DINAMICI

**PER LA CURA DELLA
PATOLOGIA, ASSECONDANDO
IL MOVIMENTO**

*Realizzati con tessuti elastici
altamente performanti nei quali
si intrecciano filati con differenti
caratteristiche e tensionature.*

I filati più resistenti garantiscono stabilità e sostegno al tratto vertebrale interessato, mentre i filati più elastici donano morbidezza, comfort e ottima vestibilità. L'utilizzo dei corsetti dinamici, sfruttando il principio di biomeccanica, consente al paziente di gestire al meglio la sua condizione, mantenendo pienamente attiva la funzionalità del suo apparato muscolo-scheletrico.

12 CROSSOVER

La linea **CROSSOVER** è caratterizzata dalla presenza di incroci elastici posteriori embricati.


È progettata con il tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano un'azione di supporto regolabile e personalizzabile.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. Sono presenti due stecche spirali ai fianchi.

La linea **CROSSOVER** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

La linea **CROSSOVER PLUS**, studiata per lo sportivo, ha una chiusura anteriore velcro "velour" che la rende particolarmente morbida.




1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura in velcro anteriore
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0.60)

Legenda icone




Unisex



Tessuto TLMTEX® MICROSENSE



Predisposto per Pelotta TLM




Bretella personalizzabile



CROSSOVER/19

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D12-L5

● Grigio



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

Sacralgia
Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari



video
indossamento

MADE IN ITALY

CROSSOVER/26

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Grigio



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	65	76	87	98	109	119	129
a cm	75	86	97	108	119	130	140

Lombalgia
Traumi moderati
Discopatie
Contratture muscolari



video
indossamento

CROSSOVER/30

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale



Altezza: post. 30 cm / ant. 19 cm
Tratto colonna: D10-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	119
a cm	75	86	97	108	119	130

Dorsolombalgia
Traumi moderati
Discopatie
Contratture muscolari

CROSSOVER/34

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale



Altezza: 34 cm / ant. 20 cm
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	119
a cm	75	86	97	108	119	130

Dorsolombalgia
Traumi moderati
Discopatie
Contratture muscolari

CROSSOVER/48

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale
con spallacci



Altezza: post. 48 cm / ant. 22 cm
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	63	79	89	99	109	119
a cm	78	88	98	108	120	135


Dorsolombalgia
Traumi moderati
Discopatie
Contratture muscolari
Patologie reumatologiche



CORSETTI DINAMICI - CROSSOVER

CROSSOVERPLUS/19

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	97	107	117
a cm	80	91	102	112	122	132


Sacralgia
Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari



video
indossamento

CROSSOVERPLUS/26

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	97	107	117
a cm	80	91	102	112	122	132

Discopatia
Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari




video
indossamento

MADE IN ITALY

CROSSBABY

Corsetto dinamico
lombo-sacrale per gestanti



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D12-L5



CROSSBABY è dotato di tre pannelli anteriori di conformazione bombata e lunghezza differente per accompagnare la crescita addominale durante la gravidanza.

Lombalgia in gravidanza
Post-intervento addominale
Post-parto
Sostegno dell'addome

MADE IN ITALY



CROSSBABY è dotato di un pannello anteriore piatto per l'utilizzo nel decorso post-parto.

Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL
da cm	80	85	90	95
a cm	110	120	130	140

13 PENTA

La linea PENTA è realizzata con bendaggio in cotone traforato.

È progettata con l'unione del bendaggio in cotone traforato traspirante e confortevole e la morbidezza della chiusura anteriore in **MICROGRIP**.

I corsetti **PENTA** sono particolarmente indicati per sportivi, autisti, motociclisti e per la prevenzione delle lombalgie.



1. Bendaggio in cotone traforato
2. Chiusura anteriore in MICROGRIP
3. 4 stecche posteriori (mm 13 x 0,35)
4. Rinforzo in bendaggio in cotone traforato

Legenda icone



Unisex



PENTA/24

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Grigio
● Nero



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	75	80	85	90	95	100
a cm	82	90	95	100	105	110
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	105	110	115	120	125	
a cm	115	120	125	130	135	

Lombalgia
Contratture muscolari
Prevenzione

PENTA/28

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D10-L5

● Grigio
● Nero



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	75	80	85	90	95	100
a cm	82	90	95	100	105	110
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	105	110	115	120	125	
a cm	115	120	125	130	135	

Lombalgia
Contratture muscolari
Prevenzione



video
indossamento

14 ROLL

La linea ROLL è caratterizzata dall'unione di tre differenti tipologie di tessuto e dai tiranti che agiscono tramite uno speciale sistema 'a carrucola'.

È progettata con lo scopo di unire la leggerezza del tessuto alla forza biomeccanica dei tiranti. I tiranti di rinforzo permettono una regolazione personalizzata e di intensità variabile, fornendo una piacevole e immediata sensazione di benessere del tratto lombare.


È particolarmente consigliato l'utilizzo della **PELOTTA TLM**.

La linea **ROLL**, grazie al sistema di tiranti appositamente progettato, garantisce un immediato sollievo dal dolore in acuto ed è particolarmente indicata per la manipolazione dei carichi pesanti.


Legenda icone



Unisex



Predisposto per Pelotta TLM



1. Tessuto rigido posteriore
2. Tessuto elastico traforato laterale
3. Tessuto 'velour' imbottito anteriore
4. 4 stecche posteriori (mm 13 x 0,35)
5. Tiranti con speciale regolazione a carrucola

ROLL/26

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nero



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	62	70	82	95	105
a cm	70	85	95	115	125

Lombalgia acuta
Contratture muscolari
Prevenzione
Manipolazione carichi pesanti
Attività lavorativa




video
indossamento



ROLL/20

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 20 cm / ant. 17 cm
Tratto colonna: D12-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	62	70	82	95	105
a cm	70	85	95	115	125

Lombalgia acuta
Contratture muscolari
Prevenzione
Manipolazione carichi pesanti
Attività lavorativa
Sacralgia




video
indossamento

MADE IN ITALY

ROLL/14

Corsetto dinamico
sacrale



MD CE

Altezza: post. 14 cm / ant. 10 cm
Tratto colonna: L4-S2



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL
da cm	75	85	95	110
a cm	85	95	110	125

Lombalgia
Sacralgia

MADE IN ITALY

15 RUNNER+ WINNER+

I corsetti RUNNER+ e WINNER+ sono caratterizzati dal tessuto elastico MICROGRIP e da un rinforzo lombare rimovibile.

Sono progettati con l'esclusivo tessuto **MICROGRIP** che garantisce la chiusura a velcro in qualsiasi posizione. Il rinforzo in bendaggio elastico è regolabile in altezza e garantisce una forte azione di controllo lombare in fase acuta.

Nella prevenzione o nella risoluzione della patologia, i corsetti possono essere utilizzati senza rinforzo.

Il corsetto **WINNER+** è predisposto per l'utilizzo della **PELOTTA TLM**.

I corsetti **RUNNER+** e **WINNER+** sono particolarmente indicati per sportivi, autisti, motociclisti e per lavori usuranti.

Legenda icone

Unisex

Doppia fascia

Predisposto per Pelotta TLM



1. Tessuto elastico MICROGRIP
2. Chiusura anteriore in tessuto MICROGRIP (a due fasce indipendenti nel modello WINNER+)
3. Rinforzo in bendaggio elastico rigato rimovibile
4. 4 stecche posteriori (mm 20 x 0,50)

RUNNER+

Corsetto dinamico lombo-sacrale

MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 15 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nero



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	60	81	91	101	111	121	131
a cm	80	90	100	110	127	137	147

Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari
Ernie discali
Prevenzione

video indossamento


WINNER+

Corsetto dinamico lombo-sacrale

MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 16/26 cm
Tratto colonna: D10-L5

● Nero
● Nudo



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	63	79	89	99	109	119
a cm	78	88	98	108	120	133

Misura 130 145 160

da cm	129	144	159
a cm	145	164	179

Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari
Ernie discali
Prevenzione

video indossamento

16 UP

La linea UP è caratterizzata dalla presenza di un inserto paravertebrale semirigido per la stabilizzazione e il controllo del rachide.

È progettata con il tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

L'inserto in tulle traforato mantiene la giusta tensionatura tra le due stecche paravertebrali.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche paravertebrali permettono una forte azione di supporto.


Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi.

La linea **UP** comprende una vasta gamma di ortesi vertebrali che garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, anche in presenza di molteplici complicanze (obesità, stomia, ipercifosi, post-mastectomia).


Legenda icone




Unisex



Tessuto
TLMTEX®
MICROSENSE



Doppia
fascia



Bretella
personalizzabile



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura in velcro anteriore
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0.60)
5. Inserto in tulle traforato

UP/20

*Corsetto dinamico
lombo-sacrale*



MD CE

Altezza: post. 20 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D12-L5

● Grigio



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	73	87	100	113	126	139
a cm	88	101	114	127	140	153

Sacralgia
Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari

UP/28

*Corsetto dinamico
lombo-sacrale*



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 17 cm
Tratto colonna: D10-L5

● Grigio



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

Discopatia
Lombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari



video
indossamento



UP/34

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale



Altezza: post. 34 cm / ant. 19 cm
Tratto colonna: D8-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

Discopatia
Dorsolombalgia
Traumi moderati
Contratture muscolari



video
indossamento

UP/40

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale



Altezza: post. 40 cm / ant. 22 cm
Tratto colonna: D6-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

Artrosi
Dorsolombalgia
Traumi moderati
Decorso post-operatorio

UP/C/28

Corsetto dinamico lombo-sacrale
per addome prominente



Altezza: post. 28 cm / ant. 32 cm
Tratto colonna: D10-L5



Circonferenza vita

Misura	80	85	90	95	100	105
da cm	88	93	98	103	108	113
a cm	92	97	102	107	112	117
Misura	110	115	120	125	130	
da cm	118	123	128	133	138	
a cm	122	127	132	137	142	

Artrosi
Dorsolombalgia
Traumi moderati
Decorso post-operatorio
Addomi prominenti
Sventramento

UP/STOM/28

Corsetto dinamico lombo-sacrale
per pazienti colostomizzati



Altezza: post. 28 cm / ant. 25 cm
Tratto colonna: D10-L5
Pannello anteriore fornito
separatamente (vedi pag. 113)




Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	71	76	81	86	91	96
a cm	76	81	86	91	96	101
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	101	106	111	116	121	
a cm	106	111	116	121	126	

Artrosi
Dorsolombalgia
Traumi moderati
Decorso post-operatorio

UP/647

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale
(all'occorrenza con spallacci)



MD CE

Altezza: post. 47 cm / ant. 16/26 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5




Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	75	85	95	105	115	125
a cm	87	97	107	117	127	137

Cedimenti vertebrali
Dorsolombalgia
Artrosi
Decorso post-operatorio

UP/48

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale
con spallacci



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 17 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	74	84	94	104	114	124
a cm	86	96	106	116	128	140

Artrosi
Dorsolombalgia
Traumi moderati
Discopatie
Contratture muscolari
Patologie reumatiche




video
indossamento

MADE IN ITALY

UP/X/52

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale
con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 52 cm / ant. 17 cm ● Grigio
Tratto colonna: D4-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

Ipercifosi
Artrosi
Dorsolombalgia
Ernia discale
Decorso post-operatorio
Traumi moderati



17 RINFORZO REGOLABILE

La linea è caratterizzata dalla presenza di un rinforzo regolabile anteriormente in velcro.

La linea 555 e il modello **SMART** sono progettati con il tessuto **MILLERIGHE** e sono ideati per la cura delle lumbalgie.

I modelli **FIVE**, **FIRST** e **ILSA** sono progettati con lo stesso principio (rinforzo regolabile) ma realizzati con tessuti differenti.




1. Tessuto elastico MILLERIGHE
2. Rinforzo regolabile
3. 4 stecche posteriori
4. Doppia fascia anteriore nel modello 555/S
5. Asola per facilitare l'indossamento

Legenda icone



Unisex



Doppia fascia



Predisposto per Pelotta TLM



FIVE/24

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 15 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5
Variante in altezza 28 cm



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	75	85	95	105	115
a cm	79	89	99	109	119	129

Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione

FIRST

Corsetto dinamico lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D10-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	60	70	80	90	100	110
a cm	78	88	98	108	120	132

Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione



ILSA


Cintura
sacro-iliaca



MD CE

Altezza: post. 14 cm / ant. 10 cm
Tratto colonna: L4-S2

● Nero



Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL
da cm	65	75	90	110
a cm	85	95	110	130

Lombalgia
Sacralgia

SMART

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 18 cm
Tratto colonna: D10-L5

● Grigio



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	XXXL
da cm	65	73	83	93	103	113
a cm	75	86	98	108	120	135

Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione



555/24

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 18 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nudo



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	66	72	77	82	87	92
a cm	73	79	84	89	94	99
Misura	100	105	110	115	120	125
da cm	97	103	109	115	120	125
a cm	105	111	117	123	128	133


Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione



video
indossamento

555/27

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 17 cm Nudo
Tratto colonna: D10-L5




Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	66	72	77	82	87	92
a cm	73	79	84	89	94	99
Misura	100	105	110	115	120	125
da cm	97	103	109	115	120	125
a cm	105	111	117	123	128	133

Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione

555/A/32

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 32 cm / ant. 19 cm Nudo
Tratto colonna: D8/D10-L5




Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	66	72	77	82	87	92
a cm	73	79	84	89	94	99
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	97	103	109	115	120	
a cm	105	111	117	123	128	

Dorsolombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione

555/S/27

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 16/26 cm Nudo
Tratto colonna: D10-L5




Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	62	82	92	102	112	122
a cm	81	91	101	111	121	131
Misura	130	145				
da cm	132	145				
a cm	145	160				

Lombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione

555/S/32

Corsetto dinamico
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 32 cm / ant. 20/32 cm Nudo
Tratto colonna: D8/D10-L5



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	62	82	92	102	112	122
a cm	81	91	101	111	121	131
Misura	130	145	160			
da cm	132	145	160			
a cm	145	160	175			

Dorsolombalgia
Traumi lievi
Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione



video
indossamento

18 RINFORZO FISSO

La linea 500 è caratterizzata da un incrocio fisso tipo “criss-cross”.

È progettata con il tessuto MILLERIGHE.

La linea dei corsetti con incrocio fisso tipo ‘criss-cross’ è ideale per la prevenzione e la cura delle lombalgie moderate e dei dolori muscolari.




- 500
- Tessuto elastico millerighe
 - Incrocio fisso tipo criss-cross
 - 4 stecche posteriori
- FOUR (senza rinforzo)
- Tessuto in cotone traforato
 - 4 stecche posteriori

Legenda icone



Unisex



Tessuto
TLMTEX®
MICROSENSE



Predisposto
per Pelotta
TLM



FOUR/24

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

Grigio



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	75	80	85	90	95	100
a cm	82	90	95	100	105	110
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	105	110	115	120	125	
a cm	115	120	125	130	135	

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale

500/DRY

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 16 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

Grigio



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	72	77	82	87	92	97
a cm	77	82	87	92	97	102
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	102	107	112	117	122	
a cm	107	112	117	122	127	

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale



500/24

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 17 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

Nudo



Circonferenza vita

Misura	65	70	75	80	85	90
da cm	62	66	72	77	82	87
a cm	67	73	79	84	89	94
Misura	95	100	105	110	115	120
da cm	92	97	103	109	115	120
a cm	99	105	111	117	123	128

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale

500/27

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 17 cm
Tratto colonna: D10-L5

Nudo



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	75	80	85	90
a cm	75	80	85	90	95	100
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	
da cm	95	100	105	110	115	
a cm	105	110	115	120	130	

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale

500/W

Corsetto dinamico
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm
Tratto colonna: D10/D12-L5

Nero



Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	72	77	82	87	92
a cm	80	85	90	95	100	105
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	
da cm	97	102	106	111	116	
a cm	110	115	119	124	130	

Contratture muscolari
Decorso post-traumatico
Prevenzione
Dispositivo di protezione individuale

RADDRIZZA SPALLE

**PER LA CURA
DELLA DORSALGIA,
MIGLIORANDO LA POSTURA**

*Realizzati con tessuti elastici
altamente performanti nei quali
si intrecciano filati con differenti
caratteristiche e tensionature.*

L'utilizzo dei raddrizzaspalle nelle dorsalgie acute genera un immediato beneficio antalgico. L'impiego della bretella antero-posteriore permette inoltre di contrastare efficacemente l'atteggiamento ipercifotico anche nella giovane età.



19 OPLÀ DORSOPLUS

La linea è caratterizzata dalla presenza di bretelle imbottite e/o elastiche regolabili anteriormente per calibrare il sostegno dorsale.



La linea **OPLÀ** è particolarmente adatta a contrastare atteggiamenti posturali scorretti.

La linea **DORSOPLUS** è indicata specialmente nella riprogrammazione posturale, contrastando l'atteggiamento in ipercifosi.

OPLÀ

1. Tessuto TLMTEX®, GARDENIA o JEANS con chiusura anteriore in bendaggio MICROGRIP
2. Bretelle in bendaggio MICROGRIP
3. 2 stecche posteriori (mm 12 x 0.38)


DORSOPLUS

4. Tessuto TLMTEX® con chiusura anteriore in bendaggio MICROGRIP
5. Bretelle antero-posteriori imbottite
6. 2 stecche posteriori (mm 14 x 0.60)

Legenda icone




Unisex



Tessuto TLMTEX® MICROSENSE



Bretella antero-posteriore



Bretella personalizzabile

OPLÀ 04/SKY

Raddrizzaspalle steccato



MD CE

Altezza: post. 36 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L1

● Grigio



Circonferenza sottoseno

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	70	80	90	100
a cm	80	95	110	120	130

Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte

OPLÀ 04/JEANS

Raddrizzaspalle steccato



MD CE

Altezza: post. 36 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L1

● Nero



Circonferenza sottoseno

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	70	80	90	100
a cm	80	95	110	120	130

Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte



video
indossamento



OPLÀ

Raddrizzaspalle



MD CE

Altezza: post. 36 cm / ant. 14 cm
Tratto colonna: D4-L1

Nudo



Circonferenza sottoseno

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	70	80	90	100
a cm	80	95	110	120	130

Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte



video
indossamento

DORSOPLUS

Raddrizzaspalle steccato
con bretella antero-posteriore



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 8 cm
Tratto colonna: D4-L1

Nero



Circonferenza sottoseno

Misura	XS	S	M	L	XL
da cm	50	60	80	100	120
a cm	80	90	120	140	160

Ipercifosi
Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte



video
indossamento

ZAINET

Reggispalle elastico



MD CE

Bianco



Circonferenza torace

Misura	1/S	2	3/M	4	5/L	6	7/XL
da cm	75	79	83	87	91	95	99
a cm	82	86	90	94	98	102	105

Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte

OTTO

Reggispalle elastico



MD CE

Bianco



Circonferenza torace

Misura	1	2	3	4	5	6	7	8
da cm	76	80	84	88	92	96	100	104
a cm	82	86	90	94	98	102	106	110

Dorsocurvo
Dorsalgia
Spalle anteposte

ORTESI ADDOMINALI

**PER LA CURA DELLE
PROBLEMATICHE ADDOMINALI
CON LA CONTENZIONE
E IL SOSTEGNO**

*Realizzate con tessuti elastici,
bendaggi millerighe e microgrip
con predisposizione per
l'applicazione di pelotte contenitive.*

L'utilizzo delle ortesi toraciche è indicato
per la cura delle fratture toraciche e in cardiocirurgia.
L'impiego delle ortesi addominali è adatto
alla contenzione delle ernie
e nel decorso post-chirurgico e post-parto.

BIANCA/13

Fascia toracica



MD CE

Altezza: 13 cm
Tessuto MICROGRIP

○ Bianco



Taglia unica 110 cm

Decorso post-operatorio
Fratture costali

BIANCA/24

Fascia post-operatoria



MD CE

Altezza: 24 cm
Variante in altezza 30 cm
Tessuto MICROGRIP

○ Bianco



Circonferenza vita

Misura	M	L	XL	XXL	120	130	140
da cm	70	80	90	100	110	120	130
a cm	90	100	110	120	130	140	150

Decorso post-operatorio addominale

ALBERTA/18

Fascia addominale per ernia ombelicale
Fascia toracica



MD CE

Altezza: 18 cm
Variante in altezza 14 cm
Tessuto MICROGRIP

● Nudo



Circonferenza

Misura	70	80	90	100	110	120
da cm	80	90	100	110	120	130
a cm	90	100	110	120	130	140

Decorso post-operatorio addominale
Fratture costali
Ernia ombelicale

BERTA/16

Fascia addominale per ernia ombelicale
Fascia toracica



MD CE

Altezza: 16 cm
Tessuto elastico MILLERIGHE

● Nudo



Circonferenza

Misura	60	65	70	75	80	85	90
da cm	70	75	80	85	90	95	100
a cm	75	80	85	90	95	100	105
Misura	95	100	105	110	115	120	
da cm	105	110	115	120	125	130	
a cm	110	115	120	125	130	135	

Decorso post-operatorio addominale
Fratture costali
Ernia ombelicale

CLELIA


Cinto per ernia ombelicale



MD CE

Altezza: 13 cm
Con cuscinetto PRESSOR
(vedi pag. 140)

● Crema



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	80	85	90	95	100	105
a cm	85	90	95	100	105	110
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	110	115	120	125	130	
a cm	115	120	125	130	135	

Contenzione ernia ombelicale

SPORT & WORK

Cintura lombo-sacrale



MD CE

Altezza: 27 cm

○ Bianco



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	75	90	100	115
a cm	80	95	115	130	160

Prevenzione di dolori lombari

JOLLY

Cinto per ernia inguinale



MD CE

Altezza: post. 7 cm / ant. 15 cm
Con pelotta POCKET
(vedi pag. 140)

● Crema



Circonferenza bacino

Misura	75	80	85	90	95	100	105	110
da cm	85	90	95	100	105	110	115	120
a cm	90	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

JOLLY/10

Cinto per ernia inguinale



MD CE

Altezza: post. 10 cm / ant. 18 cm
Con pelotta POCKET
(vedi pag. 140)

● Crema



Circonferenza bacino

Misura	75	80	85	90	95	100	105	110
da cm	85	90	95	100	105	110	115	120
a cm	90	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

BOSTON

Cinto per ernia inguinale



MD CE

● Crema



Boston semplice (DX o SX)



Boston doppio

Circonferenza bacino								
Misura	80	85	90	95	100	105	110	
da cm	90	95	100	105	110	115	120	
a cm	95	100	105	110	115	120	125	

Contenzione ernia inguinale



DENVER

Cinto per ernia inguinale



MD CE

● Crema



Denver semplice (DX o SX)



Denver doppio

Circonferenza bacino								
Misura	80	85	90	95	100	105	110	
da cm	90	95	100	105	110	115	120	
a cm	95	100	105	110	115	120	125	

Contenzione ernia inguinale



SANSONE

Cinto per ernia inguinale



MD CE

● Crema



Sansone semplice (DX o SX)



Sansone doppio

Circonferenza bacino								
Misura	80	85	90	95	100	105	110	
da cm	90	95	100	105	110	115	120	
a cm	95	100	105	110	115	120	125	

Contenzione ernia inguinale

UGO

Fascia post-operatoria
per colostomizzati



MD CE

Altezza: 25 cm
Pannello anteriore fornito
separatamente (vedi pag. 113)

☐ Bianco



Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95	100	105	110
da cm	80	85	90	95	100	105	110	115	120
a cm	85	90	95	100	105	110	115	120	125



Esempio di applicazione

PANNELLI PER UGO

Pannello per stomia



MD CE

Altezza: 25 cm

☐ Bianco



Pannello bombé
(foro disponibile in tutti i diametri)

Diametro foro

cm	5,5	7,5	8,5	9,5
----	-----	-----	-----	-----

IRIS

Fascia post-operatoria
o post-parto



MD CE

Altezza: 28 cm
Tessuto 3 strisce

☐ Bianco



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	78	88	98	108	118
a cm	88	100	110	120	135

Decorso post-operatorio addominale
Decorso post-parto

ILARIA

Fascia post-operatoria
o post-parto



MD CE

Altezza: 28 cm
Tessuto MILLERIGHE

☐ Bianco



Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	70	80	90	100	110
a cm	85	95	105	115	125

Decorso post-operatorio addominale
Decorso post-parto

TEX

Fascia post-operatoria
o post-parto



MD CE

Altezza: 28 cm
Tessuto 3 strisce

☐ Bianco



Circonferenza vita

Misura	XS	S	M	L	XL	XXL
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	78	88	100	110	120	135

Decorso post-operatorio addominale
Decorso post-parto

FEDE

Fascia
post-operatoria



MD CE

Altezza: 27 cm
Tessuto MICROGRIP

☐ Bianco



Circonferenza vita

Misura	1	2	3
da cm	75	90	110
a cm	100	120	150

Decorso post-operatorio addominale

ORTESI PER ARTI

PER LA CURA DELLE PATOLOGIE MINORI DEGLI ARTI

*Realizzate con tessuti elastici
a maglia e tessuti in microfibra
morbidi e resistenti.*

L'utilizzo delle ortesi per arti è indicato
in caso di lievi contusioni e traumi
e per la protezione delle articolazioni durante
la pratica sportiva e l'attività lavorativa.



PLS RIZ

Polsino con pollice
ambidestro



● Nero



Circonferenza polso

Misura	Unica
cm	15-22

Rizartrosi
Lievi traumi e distorsione del pollice

EPC 100

Cinturino per gomito



Altezza: 7 cm

● Nero



Circonferenza gomito

Misura	Unica	XL
cm	21-31	>31

Leggere contusioni
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori
Tendiniti
Epicondiliti
Epitrocleit

PLS PLUS

Polsino infradito
ambidestro



● Nero



Circonferenza polso

Misura	Unica	XL
cm	15-22	>22

Leggere contusioni e distorsioni
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori
Tendiniti - Artrite - Artrosi

GMT 100

Gomitiera elastica



Altezza: 22 cm

● Nero



Circonferenza gomito

Misura	Unica
cm	21-31

Leggere contusioni
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori
Tendiniti
Epicondiliti
Epitrocleit

GNC 1110

Ginocchiera aperta
con stecche



Altezza: 27 cm
Variante GNC OPEN (con foro aperto)

● Nero



Circonferenza ginocchio

Misura	Unica	XL
cm	35-50	50-65

Artrite - Artrosi - Lievi contusioni
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori
Supporto, sostegno e prevenzione
per la pratica di sport e nel lavoro

GNC PLUS

Ginocchiera aperta
con stecche con snodo



● Nero




Circonferenza ginocchio

Misura	Unica	XL
cm	35-50	50-65

BIAGIA

Benda elastica autogrippante

Lunghezza: 80 cm Altezza: 8 cm



Artrite - Artrosi - Lievi contusioni
Lievi traumi e instabilità
Processi infiammatori
Supporto, sostegno e prevenzione
per la pratica di sport e nel lavoro



PER LA CURA DELLE PATOLOGIE MINORI DEGLI ARTI

*Il marchio FUTURO™ offre
una gamma completa di tutori
e supporti per aiutare chi li indossa
a vivere pienamente la propria vita.*

3M è il venditore di supporti numero 1 al mondo, che vanta
oltre 100 anni di esperienza e conoscenza della tecnologia della
compressione e più di 50 brevetti nel mondo per tutori e supporti.



PLS/4584 NERO

Stabilizzatore per pollice
Deluxe ambidestro



Circonferenza polso

Misura	S/M	L/XL
cm	12,7-16,5	16,5-20,3

Supporto pollici rigidi, deboli o lesionati

PLS/4584 BEIGE

Stabilizzatore per pollice ambidestro



Circonferenza polso

Misura	S/M	L/XL
cm	12,7-19,1	17,8-22,9

Circonferenza pollice

Misura	S/M	L/XL
cm	5,1-6,4	6,4-7,6

Supporto pollici rigidi, deboli o lesionati

PLS/10770

Tutore reversibile per polso



Circonferenza polso

Misura	Unica
cm	14-21,5

Supporto polsi rigidi, deboli o lesionati

PLS/46378

Polsiera sport



Circonferenza polso

Misura	Unica
cm	14-24,1

Supporto polsi rigidi, deboli o lesionati

PLS/09033

Supporto regolabile per polso sport



Circonferenza polso

Misura	Unica
cm	11,4-24,1

Supporto polsi rigidi, deboli, lesionati

GMT/4786

Gomitiera elastica



Circonferenza gomito

Misura	S	M	L
cm	22,9-25,4	25,4-27,9	27,9-30,5

Supporto gomiti e avambracci rigidi, deboli o lesionati

GMT/7657

Supporto per gomito comfort



Circonferenza gomito

Misura	S	M	L
cm	22,9-25,4	25,4-27,9	27,9-30,5

Supporto gomiti rigidi, deboli o lesionati

GMT/45975

Supporto per gomito sport



Circonferenza gomito

Misura	Unica
cm	17,8-35,6

Supporto gomiti e avambracci rigidi, deboli o lesionati

GNC/7658

Supporto per ginocchio comfort



Circonferenza ginocchio

Misura	S	M	L	XL
da cm	30,5	36,8	43,2	49,5
a cm	36,8	43,2	49,5	55,9

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

GNC/4616

Ginocchiera elastica



Circonferenza ginocchio

Misura	S	M	L
da cm	30,5	36,8	43,2
a cm	36,8	43,2	49,5

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

GNC/4569

Supporto per ginocchio sport



Circonferenza ginocchio

Misura	S	M	L
da cm	33	38,1	43,2
a cm	38,1	43,2	48,3

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

GNC/09189

Supporto per rotula sport



Circonferenza ginocchio

Misura	Unica
cm	31,8-44,5

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

GNC/4819

Tutore per ginocchio ultra performance



Circonferenza

Misura	S	M
Coscia cm	36,8-41,9	41,9-47
Polpaccio cm	30,5-35,6	35,6-40,6
Misura	L	XL
Coscia cm	47-52,1	52,1-57,2
Polpaccio cm	40,6-45,7	45,7-50

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

CVG/4787

Cavigliera elastica



Circonferenza caviglia

Misura	S	M	L
da cm	17,8	20,3	22,9
a cm	20,3	22,9	25,4

Supporto caviglie rigide, dolenti o lesionate

CVG/7658

Supporto per caviglia comfort



Circonferenza caviglia

Misura	S	M	L
da cm	25,4	31,8	38,1
a cm	31,8	38,1	44,5

Supporto caviglie rigide, dolenti o lesionate

PLS/48462

Supporto notturno per polso



Circonferenza polso

Misura	Unica
cm	13,3-22,9

Supporto polsi rigidi, deboli o lesionati
Sindrome del tunnel carpale



PER IL BENESSERE MUSCOLARE E ARTICOLARE

La linea CRIOTERMICA TLM, con i suoi prodotti cosmetici a rapido assorbimento applicati direttamente sulla pelle, genera un effetto di benessere immediato e duraturo. Contiene estratti naturali clinicamente e dermatologicamente testati. Non contiene alcol.



CRIOGEL

EFFETTO GHIACCIO



Mentolo e olio essenziale di Eucalipto, conosciuti per il caratteristico aroma balsamico e rinfrescante, duraturo nel tempo.

Estratto di Boswellia, noto per il suo effetto lenitivo e anti-rossore.

Estratto di Consolida Maggiore, conosciuto per la sua azione lenitiva e astringente.

Pantenolo o provitamina B5, utilizzato per le sue proprietà idratanti e lenitive.

QUANDO USARE CRIOGEL

Quando è indicato l'effetto ghiaccio

Traumi
Strappi
Contusioni
Edemi
Gonfiore
Dopo l'attività sportiva

TERMOGEL

EFFETTO CALDO



Olio di Mandorle, emolliente e protettivo, contribuisce a favorire la scorrevolezza del massaggio.

Olio essenziale di Gaultheria ed estratto di Capsico, utili per la loro azione distensiva e lenitiva.

Estratto di Artiglio del diavolo, estratto di Arnica Montana e olio essenziale di Lavanda, conosciuti per le note proprietà defaticanti e calmanti.

Il succo di Aloe ha un effetto idratante, particolarmente utile nelle zone cutanee irritate.

QUANDO USARE TERMOGEL

Quando è indicato l'effetto caldo

Contratture
Tensioni muscolari
Rigidità muscolare
Prima dell'attività sportiva

NEOARNICA

BIOARNICA COMPLEX

CREMA ATTIVA



BioArnica Complex, complesso costituito da acqua attiva di Arnica e infuso di Arnica, ad alta concentrazione di sostanze ad azione antinfiammatoria.

Estratto di Salice bianco e acqua di Rusco ad azione lenitiva.

Succo di Aloe Vera ad azione emolliente.

Glucosamina Solfato e Condroitina Solfato per mantenere la pelle e le articolazioni in buono stato.

QUANDO USARE NEOARNICA

Quando non è gradito l'effetto termogenico

Muscoli indolenziti o contratti
Contusioni
Strappi
Artrosi
Infiammazione alle articolazioni

NEOARNICA

BAMBOO PATCH

CEROTTO

ARNICA MONTANA



NeoArnica Bamboo Patch è un cerotto in tessuto non tessuto di bambù con Arnica Montana.

Morbido e flessibile, consente un'applicazione confortevole direttamente sulla pelle, per una prolungata azione lenitiva, antiossidante e idratante.

Il supporto del patch è in fibra di bambù, ottenuta naturalmente senza pesticidi, con un naturale effetto batteriostatico.

Patch biodegradabile e compostabile, adatto anche a pelli sensibili.

Formato: Confezione da 5 cerotti
Dimensioni del patch: 14 x 9 cm
Busta richiudibile.

QUANDO USARE NEOARNICA BAMBOO PATCH

Pelli sensibili e delicate

Sintomi localizzati in aree circoscritte



PER LA TERAPIA RIABILITATIVA AL FIANCO DEGLI SPECIALISTI

*La sicurezza della linea leader
nella terapia riabilitativa.*

Theraband: l'originale sistema professionale di resistenza progressiva, leader a livello mondiale per la terapia riabilitativa.
Theraband Kinesiology Tape: l'esclusiva tecnologia XactStretch™ permette di avere sempre il corretto allungamento del Tape, grazie agli indicatori visivi a forma di esagono.





La sicurezza della linea leader nella terapia riabilitativa.

TheraBand® è l'originale sistema professionale di resistenza progressiva, leader a livello mondiale per la terapia riabilitativa. I sistemi di esercizio a resistenza progressiva di **TheraBand®** sono utilizzati per:

- aumentare la flessibilità e la gamma di movimento;
- ottenere un migliore movimento funzionale;
- rafforzare i muscoli;
- minimizzare la pressione sulle articolazioni;
- ridurre la possibilità di incorrere in lesioni;
- supportare programmi di fitness completi.

Il sistema **TheraBand®** prevede un programma di riabilitazione o rafforzamento personalizzato, grazie all'utilizzo di una sequenza di prodotti a livelli differenziati di resistenza contraddistinti dal colore, dal meno impegnativo al più difficile.



La linea di prodotti **TheraBand®** comprende fasce elastiche, tubing elastici, flex bar, palline per riabilitazione mano.

Fascia Elastica

Realizzata con lattice di gomma naturale di altissima qualità, la fascia elastica professionale è disponibile in vari formati.

TheraBand™ Fascie	Aumento dal colore precedente al 100% di allungamento	Resistenza in Kilogrammi	
		Allungamento al 100%	Allungamento al 200%
TheraBand™ Giallo		1.3	2.0
TheraBand™ Rosso	25%	1.7	2.5
TheraBand™ Verde	25%	2.1	3.0
TheraBand™ Blu	25%	2.6	3.9
TheraBand™ Nero	25%	3.3	4.6
TheraBand™ Silver	40%	4.6	6.9

Esercizi e studi su **TheraBand®** su www.performancehealthacademy.com

FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero



13 cm x 1,5 m
Disponibile in dispenser da 15 pz. per colore

FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero



13 cm x 5,5 m
Disponibile in box singolo

FASCIA ELASTICA AD ANELLO

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu

7,6 cm x 20,5 cm
Disponibile in dispenser da 10 pz.

Utilizzata per molte applicazioni. In particolare negli esercizi per la parte inferiore del corpo e per aumentare la forza e l'equilibrio. Efficace per rafforzare i muscoli con il vantaggio della praticità e senza la necessità di legare la fascia.



FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero



13 cm x 2,5 m
Disponibile in confezione singola in astuccio

FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero ● Argento



13 cm x 45,5 m
Disponibile in box singolo





Tubing Elastico

I tubing elastici **TheraBand®** con impugnatura, realizzati in lattice di gomma naturale di alta qualità, sono ideali per l'esercizio della parte superiore del corpo, la riabilitazione, il fitness e il condizionamento in clinica o a casa, con il vantaggio dell'impugnatura per una soluzione sempre pronta all'uso.

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero ● Argento

1,2 m con impugnatura soft grip
Disponibile in confezione singola




FlexBar®

La **FlexBar®** migliora la forza del braccio, della mano e della spalla, è indicata nella riduzione del dolore nel gomito del tennista e nel gomito del golfista.

La **FlexBar®** ha una struttura facile da impugnare, con nervature, per un uso confortevole durante i movimenti di flessione, torsione e oscillazione.

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu

Lunghezza 30,5 cm
Disponibile in confezione singola



Palline per riabilitazione mano

Le palline per riabilitazione della mano **TheraBand®** sono progettate per rafforzare le mani, i polsi e gli avambracci. L'allenamento con le palline per riabilitazione è utile per coloro che soffrono di artrite, lesioni da uso eccessivo o da chi effettua attività che prevedono un utilizzo importante di mani, polsi ed avambracci. Possono essere riscaldate o raffreddate.

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero

Diametro 5,08 cm
Disponibile in confezione singola




THERABAND™ KINESIOLOGY TAPE



- Sostiene muscoli e articolazioni
- Fornisce sollievo dal dolore
- Non contiene lattice
- Dura fino a 5 giorni

L'esclusiva tecnologia **XactStretch™** permette di avere sempre il corretto allungamento, grazie agli indicatori visivi a forma di esagono.



Rotolo da 5 cm x 5 m

ACCESSORI

PER COMPLETARE LA FUNZIONALITÀ DELLE ORTESI E PER LE LORO MODIFICHE

*Mettiamo a disposizione dei tecnici
ortopedici pelotte, semilavorati,
tessuti, minuterie, stecche e accessori.*

In questa categoria sono rappresentate tutte le materie prime e alcuni semilavorati che TLM utilizza per la fabbricazione dei propri corsetti e che possono essere utili nelle officine ortopediche.



PELOTTA TLM

Pelotta lombo-sacrale



Misura	Orizzontale	Verticale	Spessore
cm	15,5	16	1,5

PRESSOR

Cuscinetto ombelicale



Misura	Orizzontale	Verticale	Spessore
cm	11,5	8,5	2


POCKET

Pelotte per ernia inguinale destra o sinistra



Misura	Orizzontale	Verticale	Spessore
cm	11	10,5	1,8

FILO E SPILLI



- M90** filo Gutermann A382 800 m
● Nero ○ Neutro
- M91** filo Gutermann A382 5.000 m
● Nero ● Grigio ○ Bianco ○ Neutro
- M92** filo Cucirini 402 10.000 yds
● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco
- M93** filo Cucirini 1004 1.000 yds
● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco
- M98** spilli acciaio 500 g

BRETELLE PER SPALLACCI



31 ● Nudo ● Nero ● Crema



31/647/C ● Nudo ● Grigio



36 ● Nudo

SIM



● Nudo ● Nero ● Grigio

TIRANTE VELCRO



33 ● Nudo ● Nero ● Crema





TESSUTI RIGIDI



R04 BAVENO broccato **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero ● Crema




R05 GIOVE broccato **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero



R06 GIUNONE broccato **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero ● Crema ● Nerolilla




R08 STRESA broccato **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero ● Crema ● Nerolilla



R19 MANON satin **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero ● Crema



R09 CAMOGLI coutil **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Crema



R24 GARDENIA tessuto liscio **Altezza:** 140 cm
● Nudo




R11 MODENA coutil fodera **Altezza:** 140 cm
● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco




TESSUTI ELASTICI



E04 VIENNA maglia **Altezza:** 180 cm
● Nudo ● Nero ● Crema




E12 PARIGI tulle **Altezza:** 190 cm
● Nudo ● Crema



E13 MADRID tulle fodera **Altezza:** 195 cm
● Nudo ● Nero ○ Bianco



B04 DAMINA bendaggio **Altezza:** 8/30/37 cm
● Nudo ● Crema



B24 MILLERIGHE bendaggio **Altezza:** 27 cm
○ Bianco



B18 RIGATO bendaggio **Altezza:** 6/16/24/27/32 cm
● Nudo



B36 RIGATO bendaggio per supporto **Altezza:** 6 cm ● Nero ● Grigio
Altezza: 8 cm ● Nudo ● Nero



B21 Bianco bendaggio autogrippante **Altezza:** 13/24/30 cm
○ Bianco



B21 Nudo bendaggio autogrippante **Altezza:** 5/14/18/32 cm
● Nudo



B21 Grigio bendaggio autogrippante **Altezza:** 5/14/18/27 cm
● Grigio



B21 Nero bendaggio autogrippante **Altezza:** 5/14 cm
● Nero



B42 Nero bendaggio autogrippante **Altezza:** 27 cm
● Nero



FINITURE ELASTICHE E RIGIDE



B10 elastico per cinto con frangia
Altezza: 27/55 cm
● Crema




F18 orlatura rush cavallo piegata **Altezza:** 15 mm
● Nudo ● Nero ● Crema



F19 orlatura rush **Altezza:** 15 mm
● Nudo ● Nero ○ Bianco



F17 orlatura liscia cavallo lucida
Altezza: 20 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco
Altezza: 25 mm ● Nudo ● Nero ● Crema
Altezza: 30 mm ● Nudo ● Nero



F38 orlatura liscia cavallo leggera **Altezza:** 20 mm
● Crema ○ Bianco



F25 stringa
● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio



F11 fettuccia spigata
Altezza: 10 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco
Altezza: 15 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 20 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 25 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 35 mm ● Nudo ● Nero



F15 gallone rigido
Altezza: 20 mm ● Crema
Altezza: 25 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 30 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 35 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco



CHIUSURE



H06 ganci grossi
● Nudo ● Nero



H07 ganci microfibra piccoli doppi
● Nudo ● Nero ○ Bianco



H27 ganci microfibra piccoli semplici
● Nudo ● Nero ○ Bianco




H35 ganci microfibra medi doppi
● Nudo ● Nero



H36 ganci microfibra medi semplici
● Nudo ● Nero



135 stecca con ganci
Altezza: 24-32 cm ○ Bianco



H10 velcro asola
Altezza: 2 cm ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 3 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 5 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 10 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco



H14 velcro uncino
Altezza: 2 cm ● Nero ● Crema ○ Bianco
Altezza: 3 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 5 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco
Altezza: 10 cm ● Crema ○ Bianco





STECCH



507 spirale
Larghezza **Lunghezza**
5 mm 10-32 cm



608 spirale
Larghezza **Lunghezza**
6 mm 10-44 cm



1110 spirale
Larghezza **Lunghezza**
11 mm 10-44 cm



910 rigilene cucibile
Larghezza **Lunghezza**
12 mm a metraggio




704 nastro acciaio rivestito
Larghezza **Spessore** **Lunghezza**
6,5 mm 0,4 mm 10-44 cm



1304 nastro acciaio rivestito
Larghezza **Spessore** **Lunghezza**
12 mm 0,38 mm 10-44 cm



1505 nastro acciaio rivestito
Larghezza **Spessore** **Lunghezza**
14 mm 0,6 mm 20-44 cm



1508 nastro acciaio rivestito
Larghezza **Spessore** **Lunghezza**
14 mm 0,8 mm 20-44 cm



1510 nastro acciaio rivestito
Larghezza **Spessore** **Lunghezza**
14 mm 1 mm 20-44 cm



2005 nastro acciaio inox
Larghezza **Spessore** **Lunghezza**
20 mm 0,5 mm 20-34 cm



2008 nastro acciaio rivestito
Larghezza **Spessore** **Lunghezza**
19 mm 0,75 mm 22-44 cm



2010 nastro acciaio rivestito
Larghezza **Spessore** **Lunghezza**
18 mm 1 mm 22-44 cm

VARIE



M17 puntale pelle
Larghezza: 24, 28, 33 mm
● Nudo ● Nero ● Crema




88/28 striscia tessuto piegato
Larghezza: 24, 28 mm
● Nudo ● Crema



88/33 striscia tessuto piegato
Larghezza: 33 mm
● Nudo ● Crema



M03/30 fibbia per velcro
Altezza: 30 mm
● Nickel



M03/35 fibbia per velcro
Altezza: 35 mm
● Nickel



PM99 punzoni per foratura ø 3,5 mm



PM13 punzoni per
applicare occhiello M13



M13 occhiello ø 4 mm
Lunghezza: 5 mm
● Nudo ● Nero ● Crema ● Nickel



PM30 punzoni per
applicare occhiello M30



M30 occhiello ø 5 mm
Lunghezza: 7 mm
● Nickel



PM01 punzoni per
applicare ganci a scarpa M01



M01 gancio a scarpa
● Nickel

NOTE

Handwriting practice lines on page 148. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing practice.

NOTE

Handwriting practice lines on page 149. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing practice.

INDICE ALFANUMERICO DEI PRODOTTI

500/24	96
500/27	96
500/DRY	95
500/W	97
555/24	91
555/27	92
555/A/32	92
555/S/27	93
555/S/32	93
647	65
647/B/43	65
Alberta/14	107
Alberta/18	107

Back Up/48	31
Back Up/S/48	31
Back Up/Spi/48	31
Berta/16	107
Biagia	119
Bianca/13	106
Bianca/24	106
Bianca/30	106
Boston	110

Clelia	108
CRIOGEL	128
Crossbaby	73
Crossover/19	69
Crossover/26	69
Crossover/30	70
Crossover/34	70
Crossover/48	71
CrossoverPlus/19	72
CrossoverPlus/26	72
CVG/4787	125
CVG/7658	125

Denver	111
Dorsoplus	102

EPC 100	118
---------------	-----

Fede	115
First	89
Five/24	89
Five/28	89
Four/24	95

GMT 100	118
GMT/45975	123
GMT/4786	123
GMT/7657	123
GNC 1110	119
GNC OPEN	119
GNC PLUS	119
GNC/09189	124
GNC/4569	124
GNC/4616	124
GNC/4819	125
GNC/7658	124

Ilaria	114
Ilsa	90
Ipertex/44	47
Ipertex/52	48
Ipertex/58	48
Ipertex/S/52	49
Iris	114
Itaylor/48 b.40	34

Itaylor/S/34 b.56	34
Itaylor/S/48 b.48	35
Itaylor/S/48 b.56	35

Jolly	109
Jolly/10	109

Kit026	27
--------------	----

Max/30	51
Max/35	51
Maximo/30	51
Maximo/35	51

NEOARNICA	130
NEOARNICA BAMBOO PATCH	130

Oplà	102
Oplà 04/J Jeans	101
Oplà 04/Sky	101
Otto	103

Pannelli per Ugo	113
Penta/24	75
Penta/28	75
PLS PLUS	118
PLS RIZ	118
PLS/09033	123
PLS/10770	122
PLS/4584 BEIGE	122
PLS/4584 NERO	122
PLS/46378	122
PLS/48462	125

Riccarda/35	53
Roll/14	79
Roll/20	78
Roll/26	77
Runner+	81

Sansone	111
Smart	91
Spi026	27
Spinfast	24
Spinfast/Grip	26
Spinfast/Plus	28
Spinfast/Plus/S	29
Spinfast/S	25
Spinocross/19	37
Spinocross/S/34	38
Spinocross/S/48	39
Sport & Work	108
Spring/50	57
Spring Plus/28	55
Spring Plus/34	55
Spring Plus/50	56
Summer/26	59
Summer/30	59
Summer/34	60
Summer/40	60
Summer/44	62
Summer/50	63
Summer/Jeans/26	62
Summer/Jeans/30	62
Summer/Jeans/34	62
Summer/S/34	61

T45BS	43
TERMOGEL	128
Tex	115

THERABAND	132
TLM 35	43
Ugo	112
Up/20	83
Up/28	83
Up/34	84
Up/40	84
Up/48	86
Up/647	86
Up/C/28	85
Up/Stom/28	85
Up/X/52	87

Vittorio/32	53
-------------------	----

Winner+	81
---------------	----

Zainet	103
--------------	-----

INDICE GENERALE DEI PRODOTTI

CORSETTI SPINALI	20
Spinfast	22
Spinfast	24
Spinfast/S	25
Spinfast/Grip	26
Spi026	27
Kit026	27
Spinfast/Plus	28
Spinfast/Plus/S	29
Back Up	30
Back Up/48	31
Back Up/S/48	31
Back Up/Spi/48	31
Itaylor	32
Itaylor/S/34 b.56	34
Itaylor/48 b.40	34
Itaylor/S/48 b.48	35
Itaylor/S/48 b.56	35
Spinocross	36
Spinocross/19	37
Spinocross/S/34	38
Spinocross/S/48	39

CORSETTI RIGIDI	40
Iperestensori	42
TLM 35	43
T45BS	43

CORSETTI SEMIRIGIDI	44
Ipertex	46
Ipertex/44	47
Ipertex/52	48
Ipertex/58	48
Ipertex/S/52	49
Max/Maximo	50
Max/30	51
Max/35	51
Maximo/35	51
Maximo/30	51
Riccarda/Vittorio	52
Riccarda/35	53
Vittorio/32	53
Spring Plus	54
Spring Plus/28	55
Spring Plus/34	55
Spring Plus/50	56
Spring/50	57
Summer	58
Summer/26	59
Summer/30	59
Summer/34	60
Summer/40	60
Summer/S/34	61
Summer/Jeans/30	62
Summer/Jeans/26	62
Summer/Jeans/34	62
Summer/44	62
Summer/50	63
647	64
647	65
647/B/43	65

CORSETTI DINAMICI	66
Crossover	68
Crossover/19	69
Crossover/26	69
Crossover/30	70
Crossover/34	70
Crossover/48	71
CrossoverPlus/19	72
CrossoverPlus/26	72
Crossbaby	73
Penta	74
Penta/24	75
Penta/28	75
Roll	76
Roll/26	77
Roll/20	78
Roll/14	79

Runner+/Winner+	80
-----------------------	----

Runner+	81
Winner+	81

Up	82
Up/20	83
Up/28	83
Up/34	84
Up/40	84
Up/C/28	85
Up/Stom/28	85
UP/647	86
Up/48	86
Up/X/52	87
Rinforzo Regolabile	88
Five/24	89
Five/28	89
First	89
Ilsa	90
Smart	91
555/24	91
555/27	92
555/A/32	92
555/S/27	93
555/S/32	93
Rinforzo Fisso	94
Four/24	95
500/DRY	95
500/24	96
500/27	96
500/W	97

RADDRIZZASPALLE	98
Oplà/Dorsoplus	100
Oplà 04/Sky	101
Oplà 04/Jeans	101
Oplà	102
Dorsoplus	102
Zainet	103
Otto	103

ORTESI ADDOMINALI	104
Bianca/13	106
Bianca/24	106
Bianca/30	106
Alberta/14	107
Alberta/18	107
Berta/16	107
Clelia	108
Sport & Work	108
Jolly	109
Jolly/10	109
Boston	110
Denver	111
Sansone	111
Ugo	112
Pannelli per Ugo	113
Iris	114
Ilaria	114
Tex	115
Fede	115

ORTESI PER ARTI	116
PLS RIZ	118
PLS PLUS	118
EPC 100	118
GMT 100	118
GNC 1110	119
GNC OPEN	119
BIAGIA	119
GNC PLUS	119

FUTURO	120
PLS/4584 NERO	122
PLS/10770	122
PLS/4584 BEIGE	122
PLS/46378	122
PLS/09033	123
GMT/7657	123
GMT/4786	123
GMT/45975	123
GNC/7658	124

GNC/4616	124
GNC/4569	124
GNC/09189	124
GNC/4819	125
CVG/7658	125
CVG/4787	125
PLS/48462	125

CRIOTERMICA	126
CRIOGEL	128
TERMOGEL	128
NEOARNICA	130
NEOARNICA BAMBOO PATCH	130

THERABAND	132
-----------------	-----

ACCESSORI	138
Pelotta TLM	140
Pressor	140
Pocket	140
Filo e spilli	140
Bretelle per spallacci	141
SIM	141
Tirante velcro	141
Baveno	142
Giove	142
Giunone	142
Stresa	142
Manon	142
Camogli	142
Gardenia	142
Modena	142
Vienna	143
Parigi	143
Madrid	143
B04 Damina	143
B24 Millerighe	143
B18 Rigato	143
B36 Rigato per supporto	143
B21 Microgrip	143
B42	143
B10	144
F18	144
F19	144
F17	144
F38	144
F25	144
F15	144
F11	144
H06	145
H07	145
H27	145
H35	145
H36	145
135	145
H10	145
H14	145
507	146
608	146
1110	146
910	146
704	146
1304	146
1505	146
1508	146
1510	146
2005	146
2008	146
2010	146
M17	147
88/28	147
88/33	147
M03/30	147
M03/35	147
PM99	147
PM13	147
M13	147
PM30	147
M30	147
PM01	147
M01	147



CORSETTI SPINALI
CORSETTI RIGIDI
CORSETTI SEMIRIGIDI
CORSETTI DINAMICI
RADDRIZZASPALLE
ORTESI ADDOMINALI
ORTESI PER ARTI
FUTURO
CRIOTERMICA
THERABAND
ACCESSORI

TLM srl
Via per Uboldo 48
21040 Gerenzano (VA)
Tel. +39 02 96480094
Fax +39 02 96480165

www.tlm.it
tlm@tlm.it



**DA OLTRE OTTANT'ANNI,
CURA E QUALITÀ MADE IN ITALY**

CORSETTI SPINALI
CORSETTI RIGIDI
CORSETTI SEMIRIGIDI
CORSETTI DINAMICI
RADDRIZZASPALLE
ORTESI ADDOMINALI
ORTESI PER ARTI
FUTURO
CRIOTERMICA
THERABAND
ACCESSORI

TLM srl
Via per Uboldo 48
21040 Gerenzano (VA)
Tel. +39 02 96480094
Fax +39 02 96480165
www.tlm.it
tlm@tlm.it



**Scarica il catalogo
in formato pdf**